

PHILIPS

AVENT

Ручной молокоотсос*

Комфорт

С бутылочкой 125 мл серии Natural



SCF330/40



Больше комфорта, больше молока*

Клинически доказанный комфорт**

Сцеживайте молоко в удобном положении без необходимости наклоняться вперед: благодаря особой конструкции молокоотсоса вы можете принять удобное положение во время сцеживания, а мягкая массажная насадка способствует бережной стимуляции околососковой области для оттока молока.

Удобные настройки, сцеживание и очистка

- Несколько съемных деталей и продуманный дизайн
- Компактный легкий дизайн

Клинически доказано: наклоняться вперед нужно значительно меньше*

- Удобное положение благодаря особому дизайну

Мягкая насадка с массажными лепестками

- Мягкая массажная насадка бережно стимулирует приток молока

Особенности

Удобное положение



Благодаря особой форме молокоотсоса молоко из груди поступает прямо в бутылочку, даже если вы сидите ровно. Это значит, что вы можете занять более удобное положение во время сцеживания — больше не нужно наклоняться вперед, чтобы все молоко попадало в бутылочку. Удобное положение и чувство расслабленности облегчают процесс сцеживания.

Мягкая массажная насадка



Мягкое бархатистое покрытие массажной насадки оставляет на коже ощущение тепла для комфортной и нежной стимуляции притока молока. Особая

насадка с лепестками имитирует процесс сосания груди ребенком, бережно стимулируя процесс лактации.

Удобство в дороге



Благодаря небольшим размерам и легкому весу молокоотсос удобно хранить и брать с собой в дорогу, что делает процесс сцеживания в пути более незаметным.

Удобные настройки, сцеживание и очистка



Всего несколько съемных деталей и продуманный дизайн. С легкостью сцеживайте молоко для малыша в любое время.

Характеристики

Дизайн

Дизайн молокоотсоса: Компактный дизайн
Дизайн бутылочки: Эргономичная форма, Широкое горлышко

Материал

Бутылочка: Не содержит бисфенол-А*, полипропилен
Соска: Не содержит бисфенол-А*, силикон
Молокоотсос: Без бисфенола-А* (только детали, контактирующие с пищей)

В комплект входят:

Корпус молокоотсоса с ручкой: 1 шт.
Крышка для хранения молока: 1 шт.
Крышка для транспортировки: 1 шт.
Массажная насадка стандартного размера: 1 шт. (19,5 мм, насадка большего размера приобретается отдельно)
Контейнер для молока 125 мл: 1 шт.

Удобство использования

Использование молокоотсоса: Простота очистки, Полная совместимость со всеми сериями, Простая сборка

Функции

Не нужно наклоняться вперед: Сцеживание в удобном положении
Мягкая массажная насадка: Деликатная стимуляция

Этапы взросления

Этап: 0–6 месяцев



* *1. Молокоотсос ручной Philips Avent, модель SCF330 с принадлежностями РУ № ФСЗ 2012/13199 от 04.09.2018. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

* *2. Fewtrell M, Kennedy K, Lukyanova O, et al. Short-term efficacy of two breast pumps and impact on breastfeeding outcomes at 6 months in exclusively breastfeeding mothers: A randomised trial. *Matern Child Nutr.* 2019;e12779. <https://doi.org/10.1111/mcn.12779>

* * * *3. Оценка эффективности и комфорта применения ручного молокоотсоса Philips Avent серии Natural у кормящих женщин в условиях совместного пребывания с ребенком в стационаре. Авторы: Лукоянова О. Л., Боровик Т.Э., Белева И.А., Научный центр здоровья детей РАМН, Москва.

* Молокоотсос без бисфенола-А: касается только бутылочки и других частей, с которыми контактирует грудное молоко. Соответствие требованиям Регламента ЕС 10/2011.