

PHILIPS

AVENT

Sada manuální odsávačky
mateřského mléka

Sada na cesty

SCF300/13



Odsajete více. Rychleji.

Zvýšená účinnost díky manuální odsávačce mateřského mléka

Unikátní manuální odsávačka Philips Avent SCF300/13 bez BPA zaručuje zvýšenou účinnost, a je potvrzeno klinickými zkouškami, že umožňuje odstříknout více mléka než nemocniční dvojité elektrické odsávačky*.

Výhody a funkce:

- S izolační cestovní taškou

Umožňuje prodloužit dobu kojení

- Více mléka, přirozeněji

Účinnost potvrzená klinickými zkouškami

- Patentovaná masážní vložka

Stimulace a odsávání

- Jemná masážní vložka uvolňuje přirozený tok, podobně jako při kojení
- Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje plynulý tok mléka

Flexibilní a přenosná

- Snadné sestavení a použití

Přednosti

Patentovaná masážní vložka



Měkká silikonová vložka odsávačky Philips Avent s pěti masážními výstupky zajišťuje masáž prsu. Při stlačování páky odsávačky se výstupky pohybují nahoru a dolů a jemně masírují dvorec bradavky. Během odsávání navozují podobné pocity jako při kojení.

S izolační cestovní taškou



Všechno, co potřebujete pro udržování zásoby, odsávání a skladování mateřského mléka, když nemůžete být u svého dítěte.

Jemný podtlak

Jemný podtlak napodobuje sání dítěte a podporuje vytvoření plynulého toku mléka pro snadnější odsávání.

Jemná masážní vložka



Patentovaná masážní vložka odsávačky Philips Avent se pohybuje dovnitř a ven a napodobuje tak sání dítěte. Uspodňuje stimulaci rychlého a přirozeného toku mléka.

Snadné sestavení a použití



Tichá a přenosná.

Více mléka, přirozeněji



Odsávání umožňuje krmení mateřským mlékem i v době vaší nepřítomnosti.

Specifikace

Země původu

Anglie

Materiál

Bez BPA*

Co je zahrnuto

ISIS Manual Breast Pump: 1 ks
Zásobník na mateřské mléko (125 ml): 2 ks
Podstavec na láhev/kryt odsávačky: 1 ks
Stylové balení: 2 ks
Mimořádně měkký dudlík s průtokem pro novorozence: 1 ks
Náhradní díly: 1 ks
Microfiber insulated travel bag: 1 ks

Stupně vývoje

Fáze: 0–6 měsíců



* 0 % BPA, podle předpisu EU 10/2011

* Klinicky prokázané odsávání většího objemu mléka ve 20 minutách rychleji než běžnou nemocniční dvojitou elektrickou odsávačkou mateřského mléka, kdy následně odsávaly matky, které předčasně porodily.