

PHILIPS

AVENT

Единична електронна
помпа за кърма

Преносим комплект

SCF302/13



Проектирана за удобство

Електрическа помпа за кърма, вдъхновена от природата

Уникалната електрическа помпа за кърма Philips Avent Out & About без бисфенол-А е проектирана с електронна памет, която ви дава контрол чрез запомняне и продължаване на вашия личен начин на изпомпване.

Предимства и функции:

- Запаметява и продължава ритъма
- С изолирана чанта и хладилни пакети

Позволява ви да кърмите по-дълго

- Повече мляко, по естествен начин

Стимулиране и изцеждане

- Меките масажирани възглавнички пораждат естествено освобождаване, както бебето
- Вакуумът наподобява сученето на бебето, за непрекъснат поток мляко

Три режима

- Със захранване от ел. мрежа, от батерия и ръчно

Акценти

На ток, батерия и ръчно



В допълнение на захранването от ел. мрежа тази единична електронна помпа за изцеждане може да работи и с батерия, и като ръчна помпа с цел максимална гъвкавост.

Лек вакуум за изцеждане

Лекият вакуум за изцеждане наподобява сученето на бебето, за да се осигури непрекъснат поток от мляко, изискващ по-малко изпомпване.

Запаметява и продължава ритъма



Електронната памет научава и с натискане на бутон продължава вашия персонален ритъм на помпане.

Повече мляко, по естествен начин



Изцеждането осигурява кърма на бебето дори когато не можете да сте наблизо

Меки масажирани възглавнички



Патентованите масажирани възглавнички на помпата за кърма Philips Avent се свиват и разпускат, имитирайки сученето на бебето, с което стимулират бързото и естествено потичане на кърма.

С изолирана чанта и хладилни пакети



Всичко, което ви трябва, за да поддържате отделянето на мляко и съхранявате кърмата си, когато сте далеч от вашето бебе.

Спецификации

Страна на произход

England

Етап: 0 – 6 месеца

Voltage: 100 - 240 V

Какво включва

Контейнер за съхранение на кърма (125 мл/4 унции): 1 pcs

Bottle stand/funnel cover: 1 pcs

Newborn nipple travel pack: 1 pcs

Cool pack: 2 pcs

Spare parts: 1 pcs

Контейнер за съхранение на кърма (260 мл / 9 унции): 1 pcs

Какво включва

Battery pack: 1 pcs

Manual pump parts for when power is not available: 1

Microfiber travel bag: 1 pcs

Power cord: 1 pcs

