

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Sada dětského
digitálního teploměru

SCH540/01

Jemný a přesný

Kombinace výhod digitálního teploměru a teploměru v dudlíku.

Pohodlný pro vás a vaše dítě

- Zahmuje dudlík Avent Freeflow

Rychlá a spolehlivá odečítání digitálních teplot

- Jasně zobrazení naměřené hodnoty a ukazatel stavu baterie
- Indikátor vybití baterie

Pohodlí pro vaše dítě

- Digitální teploměr s měkkým a ohebným hrotem
- Výběr možností přizpůsobení měření teploty, které vašemu dítěti nejvíce vyhovuje
- Speciálně navržený teploměr v dudlíku

Přednosti

Výběr způsobů měření

Teploměr Philips Avent umožňuje přesné a pohodlné měření tělesné teploty dítěte v ústech, v podpaží nebo v konečníku.

Digitální teploměr s měkkým a ohebným hrotem

Digitální teploměr s měkkým a ohebným hrotem

Speciálně navržený teploměr v dudlíku

Umožňuje snadný přechod mezi funkcemi dudlíku a teploměru.



Jasně zobrazení naměřené hodnoty

Jasně zobrazení naměřené hodnoty a ukazatel stavu baterie

Indikátor vybití baterie

Indikátor vybití baterie

Dudlík Avent Freeflow

Nechte dítě, aby si zvyklo na tvar dudlíku.

Specifikace

Spotřeba

Provozní doba při napájení baterií: >100 hodin

Země původu

Vyrobeno v Číně: Teploměry, Ano

Výkon

Typ baterie: LR41

Počet baterií: 1 na teploměr

Příslušenství

Uživatelská příručka

Technické údaje

Rozsah provozní teploty: 90 - 109,9 °F

Čas měření: 10 s ±3 s ve vodě (koupel), 25 s ±10 s v ústech a konečníku, 60 s ±10 s v podpaží

Přesnost: 95 - 107,6 +/- 0,2 °F

Země původu

Vyrobeno v Anglii: Dudlíky, Ano

Pohodlí

Automatické vypnutí

Pohodlí

Pružná špička

Vhodné pro novorozence

Jasně zobrazení naměřené hodnoty

Ukazatel stavu baterie

