

PHILIPS

Product Picture

AVENT

Единична електронна
помпа за кърма

Преносим комплект

SCF292/13

Проектирана за удобство

Вдъхновена от природата

Уникалната ни помпа Out & About без бисфенол-А е проектирана с електронна памет, която ви дава контрол чрез запомняне и продължаване на вашия личен начин на изпомпване.

Предимства и функции:

- Запаметява и продължава ритъма
- С изолирана чанта и хладилни пакети

Позволява ви да кърмите по-дълго

- Повече мляко, по естествен начин

Стимулиране и изцеждане

- Меките масажирани възглавнички пораждат естествено освобождаване, както бебето
- Вакуумът наподобява сученето на бебето, за непрекъснат поток мляко

Три режима

- Със захранване от ел. мрежа, от батерия и ръчно

Акценти

С изолирана чанта и хладилни пакети



Всичко, което ви трябва, за да поддържате отделянето на мляко и съхранявате кърмата си, когато сте далеч от вашето бебе.

Меки масажирани възглавнички



Патентованите масажирани възглавнички на помпата за кърма Philips Avent се свиват и разпускат, имитирайки сученето на бебето, с което стимулират бързото и естествено потичане на кърма.

Лек вакуум за изцеждане

Лекият вакуум за изцеждане наподобява сученето на бебето, за да се осигури непрекъснат поток от мляко, изискващ по-малко изпомпване.

Запаметява и продължава ритъма

Електронната памет научава и с натискане на бутон продължава вашия персонален ритъм на помпане.

На ток, батерия и ръчно

В допълнение на захранването от ел. мрежа тази единична електронна помпа за изцеждане може да работи и с батерия, и като ръчна помпа с цел максимална гъвкавост.

Повече мляко, по естествен начин



Изцеждането осигурява кърма на бебето дори когато не можете да сте наблизо

Спецификации

Страна на произход

Англия

Voltage: 100-240 V

Етап: 0 – 6 месеца

Какво включва

Контейнер за съхранение на кърма (125 мл/4 унции): 2 pcs

Bottle stand/funnel cover: 2 pcs

Newborn nipple travel pack: 1 pcs

Cool pack: 2 pcs

Spare parts: 1 pcs

Контейнер за съхранение на кърма (260 мл / 9 унции): 1 pcs

Какво включва

Battery pack: 1 pcs

Manual pump parts for when power is not available: 1

Microfiber travel bag: 1 pcs

Power cord: 1 pcs

