




Philips  
Infračervená lampa  
InfraCare

**200 W**  
Cílená oblast ošetření



HP3621

## Účinná úleva od bolesti

Hluboko pronikající infračervené teplo

Hluboko pronikající teplo z infračervené lampy

### Účinná úleva od bolesti

- Hluboko pronikající infračervené teplo

**PHILIPS**

# Specifikace

## Cílené ošetření

- Infračervená halogenová lampa: 200 W
- Oblast ošetření: 20 × 30 cm

## Účinná úleva od bolesti

- Teplo pronikající hluboko do pokožky

## Technické údaje

- Napětí: 110 nebo 220–230 V
- Délka kabelu: 200 m
- Spotřeba: 200 W
- Frekvence: 50/60 Hz
- Izolace: Třída II (dvojitá izolace)
- Životnost lamp: 500 hodin

## Hmotnost a rozměry

- Rozměry balení A: 29 × 40,4 × 74,5 (Š × V × H) cm
- Rozměry výrobku: 20 × 30,9 × 17,2 (Š × V × H) cm
- Hmotnost výrobku: 1,2 kg
- Hmotnost balení F-box: 1,6 kg
- Počet balení F v balení A: 3 ks

- Hmotnost balení A-box: 4,8 kg
- Množství na Euro paletě: 60 ks
- Rozměry F-balení: 28 × 38,6 × 24,5 (Š×V×H) cm

## Logistické údaje

- Země původu: Německo
- Kód CTV: 884362101000

## Bezpečnost

- Certifikace IEC: Vyhovuje normám IEC 60601 a 60335

## Snadné použití

- Nastavitelnost: 0–40 stupňů (dozadu)
- Vypínač
- Rukojeť jemná na dotek: pro snadný přenos a polohování

## Lékařský přístroj

- Směrnice Medical Device Directive: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

# Přednosti

## Hluboko pronikající infračervené teplo



Bylo prokázáno, že infračervené světlo účinně ulevuje od bolesti způsobené problémy se svaly a ztuhými klouby. Příjemné teplo produkované infračerveným světlem proniká hluboko do pokožky, zlepšuje krevní oběh a zahřívá svaly. Jelikož se svaly uklidní, automaticky se uvolní a odpočívají. Protože je díky tomu tkáň pružnější, pomáhá teplo také proti ztuhlosti kloubů a zlepšuje jejich pohyblivost.

