

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Elektromos
mellszívó

Táskás mellszívó készlet

SCF292/13

Az Ön kényelme érdekében

A természet ihlette

Egyedülálló BPA-mentes mellszívónkat elektronikus memóriával láttuk el, amelyet Ön irányít. Megjegyzi az Ön fejési ritmusát és folytatja azt.

Előnyök és funkciók:

- Megjegyzi és folytatja az Ön pumpálási ritmusát
- Hőszigetelt táskával és zselés jégakkukkal

Segítségével hosszabb ideig szoptathat

- Több tej, természetesen

Stimulálva feji le az anyatejet

- A masszázspárna a baba szopási mechanizmusát utánozva stimulálja a tej kiürülését
- A gyengéd vákuum a baba szopási mechanizmusát utánozva biztosítja a tej kiürülését.

3 használati mód

- Hálózati, elemes vagy kézi működtetés

Fénypontok

Hőszigetelt táskával és zselés jégakkukkal



Minden, amire szüksége van a tejtermelés fenntartásához, a fejéshez és az anyatej tárolásához akkor is, ha gyermekétől távol van.

Puha masszázspárnák



A Philips Avent mellszívó szabadalmaztatott masszázspárnájának rugalmas összehúzódása a baba szopási mechanizmusát utánozza, és a gyors, természetes tejküürülést kívánja elősegíteni.

Gyengéd vákuumos szívóhatás

A gyengéd vákuumos szívóhatás a baba szopási mechanizmusát utánozva, kevesebb pumpálással biztosítja a hatékony tejáramlást.

Megjegyzi és folytatja az Ön pumpálási ritmusát

Az elektronikus memória egyetlen gombnyomásra megjegyzi és folytatja az Ön egyéni fejési ritmusát.

Hálózati, elemes vagy kézi működés

Az elektronikus mellszívó nem csak hálózatról, hanem elemről is működtethető, valamint a nagyobb rugalmasság érdekében kézi mellszívóként is használhatja.

Több tej, természetesen



A mellszívó lehetővé teszi, hogy gyermeke élvezhesse az anyatej előnyeit akkor is, ha Ön nincs a közelében.

Műszaki adatok

Energiaellátás

Voltage: 100-240 V

Származási hely

Anglia

A következőt tartalmazza:

- akkumulátor: 1 db
- Anyatejtároló (125 ml): 2 db
- Üvegtartó/harangvédő: 2 db
- Zselés jégakku: 2 db
- Újszülött cumi utazócsomag: 1 db
- Pótalkatrészek: 1 db
- Alkatrészek kézi fejéshez, amikor elektromos használat nem lehetséges: 1
- Anyatejtároló (260 ml): 1 db
- Mikroszálas táska: 1 db
- Hálózati tápkábel: 1 db

Fejlődési szakaszok

Fázis: 0-6 hó

