

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Loomulik algus

Gift Set

Klassikaline

SCD236/00

Rinnaga toitmise ja steriliseerimise tarvikud

Mugav toitmiskomplekt

Komplekti kuuluvad mikrolainesteriliseerija, käsi-rinnapump, toitmispudelid, ühekordsed rinnapadjad ja tihendkorgid

Express II mikrolainesteriliseerija

- Eriti kiire, lihtne kasutada
- Reisil mugav
- Kompaktne ja kerge

ISiSe käsi-rinnapump

- Kliiniliselt tõestatud
- Stimuleerib õrnalt kiiret piimavoogu
- Patenteeritud eritumise massaažipadjake

Ühekordse kasutusega rinnapadjad

- Ainulaadne neljakihiline konstruktsioon maksimaalseks kuivuseks
- Pehme ja tähelepandamatu vormiga

Toitmispudel Airflex

- Kohandub imiku loomuliku söömisrütmi
- Tervislikuks ja aktiivseks toitmiseks

Esiletõstetud tooted

Toitmispuudel Airflex

Kliiniline katse näitas, et Aventi pudeli abil toidetud kahenädalastel beebidel oli vähem koolikuid kui tavalise pudeliga toidetud beebidel. (www.philips.com/Avent).

ISiSe käsi-rinnapump

Kliinilises uuringus leiti ISiS olevat tõhusam kui meditsiiniline elektripump. ISiS on auhinnatud disain, mis imiteerib beebi imemist. Tulemuseks on rohkem piima, kiiremini ja loomulikumalt kui ühegi teise käsi-rinnapumbaga.

Express II mikrolainesteriliseerija

Steriliseerib 6 pudelit 2 minutiga. Lihtsalt lisage vett, täitke ja asetage mikrolaineahju 2 minutiks võimsusel 1100–1850 W, 4 minutiks võimsusel 850–1000 W, 6 minutiks võimsusel 500–800 W.

Ühekordse kasutusega rinnapadjad

Ainulaadne neljakihiline konstruktsioon maksimaalseks kuivuseks: 1. Ülipehme pealiskihit rinnanibulohukesega 2. Ülihea imavusega kiht, mis on lisamugavuse pakkumiseks polsterdatud 3. Ülipehme

põhiosa, mis imab niiskust, et kaitsta piinlike olukordade eest 4. Ülihea hingavusega väliskihit, et rinnanibud ei muutuks valusaks. Libisemisvastane teip hoiab rinnapadjad paigas.

Reisil mugav

Reisil mugav

Kompaktne ja kerge

Kompaktne ja kerge

Pehme ja tähelepandamatu vormiga

Philips Aventi rinnapatjad on kontuure järgiv kuju, mis võimaldab neid märkamatult riiete all kanda.

Stimuleerib õrnalt kiiret piimavoogu

Stimuleerib õrnalt kiiret piimavoogu

Patenteeritud eritumise massaažipadjake

Patenteeritud eritumise massaažipadjake

Tervislikuks ja aktiivseks toitmiseks

Tervislikuks ja aktiivseks toitmiseks

Spetsifikatsioon

Päritoluriik

Inglismaa

Arenguetaapid

Etapp: 0–6 kuud

Mis on kaasas

ISiSe käsi-rinnapump: 1 pcs

Ühekordse kasutusega rinnapadi: 40 pcs

Sulgemisketas piima hoiundamiseks: 2 pcs

Komplektis sisaldub

Airflexi toitmispuudel (260 ml / 9 oz): 2 pcs

Toitmispuudel AirFlex (125 ml): 2 pcs

Express II mikrolaine aursterilisaator: 1 pcs

