

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Digitaalse beebitermomeetri
komplekt

SCH540/00

Õrn ja täpne

Ühendab digitaalse ja lutt-beebitermomeetri.

Aitab teil mõõta beebi temperatuuri teda ärritamata. Lutt-termomeeter SCH540/00 kasutab kehatemperatuuri mõõtmiseks sama lutiosa ja kaitseketast, nagu on Aventi Freeflow-lutil.

Teie ja te lapse mugavuseks

- Komplektis on Aventi Freeflow lutt

Kiire ja usaldusväärne digitermomeetri näit

- Selge mõõtenäiduga ekraan ja aku oleku näidikud
- Madala akutaseme näidik

Mugavus te lapsele

- Pehme, painduva otsaga digitermomeeter
- Võimalus kohandada temperatuurimõõtmise viis beebile sobivaks
- Eriliselt disainitud lutt-termomeeter

Esiletõstetud tooted

Selge mõõtenäiduga ekraan

Selge mõõtenäiduga ekraan ja aku oleku näidikud

Aventi Freeflow lutt

Võimaldab beebil luti kujuga harjuda.

Madala akutaseme näidik

Madala akutaseme näidik

Mõõtmisviisi valik

Philips Aventi termomeeter mõõdab beebi kehatemperatuuri täpselt ja mugavalt suu, kaenlaaluse või päraku kaudu.

Pehme, painduva otsaga digitermomeeter

Pehme, painduva otsaga digitermomeeter

Eriliselt disainitud lutt-termomeeter

Võimaldab luti hõlpsasti vahetada temperatuuri mõõtmiseks.

Spetsifikatsioon

Võimsus

Aku tüüp: LR41

Patareide arv: 1 termomeetris

Toide

Aku tööaeg: 100 hour(s)

Päritoluriik

Valmistatud Hiinas: Termomeetrid, Jah

Arenguetapid

Etapp: 0–6 kuud, 6–12 kuud

Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik: 32–42,9 °C

Tarvikud

Kasutusjuhend

Tehnilised andmed

Täpsus: 35–42 +/- 0,1 °C

Mõõtmise aeg: 10 s ± 3 s vees (vannis), 25 s ± 10 s suus ja pärakus, 60 s ± 10 s kaenla all

Päritoluriik

Valmistatud Inglismaal: Lutid, Jah

Mugavus

Automaatne väljalülitus

Mugavus

Paindlik ots

Sobib vastsündinuile

Selge mõõtenäiduga ekraan

Aku oleku näidik

