

Philips Avent
Digitális hőmérőkészlet
babáknak



SCH540/01

Nem zaklatja fel a babát, pontosan mér

A digitális és játscumis hőmérők tulajdonságait kombinálja.

Kényelmes Önnek és gyermekének

- Tartalmazza az Avent légáteresztő játscumit

Gyors és megbízható digitális testhőmérséklet mérés

- A mérési eredmény és az akkumulátor töltöttségi szintje tisztán látható a kijelzőn.
- Akkumulátor lemerülését jelző fény

Kényelmes a gyermekének

- Puha, rugalmas végű digitális hőmérő
- A babának legmegfelelőbb mérési módszert választhatja ki.
- Speciális kialakítású játscumis hőmérő

PHILIPS
AVENT

Műszaki adatok

Energiaellátás

- Akkumulátoros működtetés üzemideje: >100 óra
- Akkumulátor típusa: LR41
- Elemek száma: hőmérőnként 1

Származási hely

- Gyártó ország: Kína: Hőmérők, Igen

Tartozékok

- Felhasználói kézikönyv

Műszaki adatok

- Üzemi hőmérséklet-tartomány: 90-109,9 °F
- Mérési idő: 10 mp \pm 3 mp vízben (fürdővíz), 25 mp

\pm 10 mp szájon át és végbélnyílásban, 60 mp \pm 10 mp hónaljban

- Pontosság: 95-107,6 +/-0,2 °F

Kényelem

- Automatikus kikapcsolás

Származási hely

- Gyártó ország: Anglia: Játszócumik, Igen

Kényelem

- Rugalmas vég
- Újszülöttek számára is
- A mérési eredmény tisztán látható kijelzése
- Akkumulátor töltöttség-szint-jelző

Fénypontok

Többféle mérési módszer választható

A Philips Avent hőmérővel pontosan és kényelmesen megmérheti gyermeke testhőmérsékletét szájban, hónaljban vagy végbélben.

Puha, rugalmas végű digitális hőmérő

Puha, rugalmas végű digitális hőmérő

Speciális kialakítású játszócumis hőmérő

Lehetővé teszi, hogy a cumizás közben könnyen áttérjen a hőmérséklet mérésére.

A mérési eredmény tisztán látható kijelzése

A mérési eredmény és az akkumulátor töltöttségi szintje tisztán látható a kijelzőn.

Akkumulátor lemerülését jelző fény



Akkumulátor lemerülését jelző fény

Avent légáteresztő játszócumis

Hozzászoktathatja a babát a játszócumis hőmérő formájához.



Kiadás dátuma
2021-02-15

Verzió: 5.1.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com