

PHILIPS

AVENT

Natural Beginnings

Gift Set

Classic

SCD236/00



Artykuły potrzebne do karmienia piersią i sterylizacji

Wygodny zestaw do karmienia piersią

Sterylizator mikrofalowy, laktator ręczny, butelki do karmienia, jednorazowe wkładki laktacyjne oraz pokrywki zamykające

Mikrofalowy sterylizator Express II

- Wyjątkowo szybki i łatwy w użyciu
- Wygodny w podróży
- Mały i lekki

Laktator ISIS

- Produkt przetestowany klinicznie
- Delikatnie stymuluje szybki wypływ mleka
- Opatentowana nakładka masująca

Jednorazowe wkładki laktacyjne

- Wyjątkowa wielowarstwowa konstrukcja zapewnia maksymalną suchość
- Miękkie, o dyskretnym, wyprofilowanym kształcie

Butelka do karmienia Airflex

- Działa zgodnie z naturalnym rytmem ssania niemowlęcia
- Zdrowe, aktywne karmienie

Zalety

Butelka do karmienia Airflex

Badania klinicznie potwierdziły, że dwutygodniowe niemowlęta karmione butelką Avent rzadziej cierpiały z powodu kolki niż te karmione zwykłą butelką (www.philips.com/Avent).

Laktator ISIS

W badania kliniczne potwierdziły, iż ISIS skutecznością dorównuje szpitalnym laktatorom elektrycznym*. Nagrodzona koncepcja laktatora ISIS naśladuje ssanie dziecka. To pozwala odciągnąć więcej mleka w krótszym czasie i w bardziej naturalny sposób niż w przypadku jakiegokolwiek innego laktatora ręcznego.

Mikrofalowy sterylizator Express II

Sterylizuje 6 butelek w 2 minuty. Wystarczy dodać wody i włożyć na 2 minuty do mikrofalówki o mocy 1100–1850 W, na 4 min przy mocy 850–1000 W lub na 6 min przy mocy 500–800 W.

Jednorazowe wkładki laktacyjne



Wyjątkowy, czterowarstwowy materiał zapewnia maksymalną suchość: 1. Bardzo miękka wierzchnia powłoka z wycięciem na sutek zapewnia dbałość o suchość przez cały czas. 2. Bardzo chłonna i miękka powłoka zapewnia wyjątkowy komfort. 3. Bardzo chłonna wkładka skutecznie absorbuje wilgoć, dbając o dyskreję. 4. Wyjątkowa powłoka

zewnątrzna, przepuszczająca powietrze, zapobiega podrażnieniom. Taśma klejąca zapobiega zsuwaniu się wkładki.

Wygodny w podróży

Wygodny w podróży

Mały i lekki

Mały i lekki

Miękkie, o dyskretnym, wyprofilowanym kształcie

Wkładki laktacyjne Philips Avent mają wyprofilowany kształt, dzięki któremu można je dyskretnie nosić pod ubraniem.

Delikatnie stymuluje szybki wypływ mleka



Delikatnie stymuluje szybki wypływ mleka

Opatentowana nakładka masująca



Opatentowana nakładka masująca

Zdrowe, aktywne karmienie

Zdrowe, aktywne karmienie

Dane techniczne

Etapy rozwoju

Etap: 0–6 miesięcy

Kraj pochodzenia

England

Elementy w zestawie

ISIS Manual Breast Pump: 1 pcs

Disposable breast pad: 40 pcs

Zawartość zestawu

Sealing disc for milk storage: 2 pcs

Elementy w zestawie

Butelka do karmienia Airflex (260 ml): 2 pcs

Zawartość zestawu

Butelka do karmienia Airflex (125 ml): 2 pcs

Mikrofalowy sterylizator parowy Express II: 1 pcs

