

# PHILIPS

Digitaalse beebitermomeetri  
komplekt

SCH530/10



## Temperatuuri mõõtmine on lihtne ja täpne

Digitaalse lutt-termomeetriga on temperatuuri mõõtmine lihtne ja tulemus täpne

### **Teie ja te lapse mugavuseks**

- Lohkudega kaitse väldib nahaärritusi
- Komplektis on vastsüdinule sobiv imemislutt
- Loodud spetsiaalselt vastsüdinutele

### **Beebi turvalisus**

- Lutti saab steriliseerida või keeta
- Võimalik keetmine või steriliseerimine ilma elektroonika kahjustamise ohuta

## Esiletõstetud tooted

### Eemaldatav elektroonika

Tundliku temperatuurimõõtmise elektroonika lutist eraldamine võimaldab steriliseerida või keeta osa, millega laps kokku puutub.

### Lohkudega kaitse lutil

Lohud tagavad luti taga õhuvoolu ja kaitseb beebi õrna nahka ärrituste eest.

### Imemislutt komplektis

Võite panna luti vastsündinu suhu, et ta igemeid stimuleerida või lasta tal lutiga harjuda. See toimib nagu mis tahes muu lutt.

### Silikoonist lutt

Erilise kujuga silikoonist lutt on loodud sobituma beebi suuga ja ei takista lapse loomulikku arengut. Seda võite kasutada lapse rahustamiseks kerge südamega.

### Steriliseeritav lutt

Tänu erimaterjalide kasutamisele võite luttu mikrolaineahjus või elektrilises sterilisaatoris töödelda või keeta ilma seda kahjustamata.

### Võimsus

Aku tööaeg: >100 h hour(s)

### Toide

Aku tüüp: LR41

Pataraide arv: 1 termomeetris

### Päritoluriik

Valmistatud Hiinas

### Tehnilised andmed

Töötemperatuuri vahemik: 32–44 °C

### Tarvikud

Kasutusjuhend

Aku

### Tehnilised andmed

Täpsus: 35–38 (+/- 0,1) °C

### Mugavus

Automaatne väljalülitus

### Mugavus

Paindlik ots

Sobib vastsündinuile

Selge mõõtenäiduga ekraan

Aku oleku näidik

