

# PHILIPS

Digitaalse beebitermomeetri  
komplekt

SCH530/86



## Temperatuuri mõõtmine on lihtne ja usaldusväärne

Digitaalse lutt-termomeetriga on temperatuuri mõõtmine lihtne ja tulemus täpne.

### Kiire ja usaldusväärne mõõtmine

- Digitermomeetriga on temperatuuri mõõtmine lihtne ja tulemus täpne
- Kiire ja usaldusväärne temperatuurimõõtmine sekunditega

### Teie ja te lapse mugavuseks

- Lohkudega kaitse väldib nahaärritusi
- Komplektis on vastsündinule sobiv imemislutt
- Loodud spetsiaalselt vastsündinutele

### Beebi turvalisus

- Lutti saab steriliseerida või keeta
- Võimalik keetmine või steriliseerimine ilma elektroonika kahjustamise ohuta

# Esiletõstetud tooted

## Digitaalne termomeeter

Kiire, usaldusväärne ja täpne digitermomeeter lapse kehatemperatuuri mõõtmiseks.

## Mõõtmise sekunditega

Kunagi liiga kuum ega külm – alati täpselt ideaalne. Digitermomeeter näitab kiiresti, kas piim või toit on joomiseks või söömiseks ohutu. Enam ei pea pudeleid soojendades või veidi jahtunud toitu kontrollides mõistatama, kas see on veel lapse toitmiseks piisavalt soe.

## Lohkudega kaitse lutil

Lohud tagavad luti taga õhuvoolu ja kaitseb beebi õrna nahka ärrituste eest.

## Silikoonist lutt

Erilise kujuga silikoonist lutt on loodud sobituma beebi suuga ja ei takista lapse loomulikku arengut. Seda võite kasutada lapse rahustamiseks kerge südamega.

## Imemislutt komplektis

Võite panna luti vastsündinu suhu, et ta igemeid stimuleerida või lasta tal lutiga harjuda. See toimib nagu mis tahes muu lutt.

## Eemaldatav elektroonika

Tundliku temperatuurimõõtmise elektroonika lutist eraldamine võimaldab steriliseerida või keeta osa, millega laps kokku puutub.

## Steriliseeritav lutt

Tänu erimaterjalide kasutamisele võite luttu mikrolaineahjus või elektrilises sterilisaatoris töödelda või keeta ilma seda kahjustamata.

# Spetsifikatsioon

## Võimsus

Aku tööaeg: 200 hr  
Aku tüüp: LR41  
Patareide arv: 2  
Eemaldatav/asendatav

## Tehnilised andmed

Operating temperature range: 32–44 °C

## Tarvikud

Kasutusjuhend  
Aku

## Tehnilised andmed

Täpsus: 36,5–39,0 °C (+/-0,1 °C) °C  
Mõõtmise aeg: 10 s

## Mugavus

Automaatne väljalülitus  
Kasutusvalmiduse näidik

## Mugavus

Paindlik ots  
Sobib vastsündinuile

