




Philips
InfraCare infravörös lámpa

200 W
Fókuszált kezelési terület



HP3621

Hatásos fájdalomcsillapítás

Mélyreható infravörös meleg

Mélyreható hő az infravörös lámpából

Hatásos fájdalomcsillapítás

- Mélyreható infravörös meleg

PHILIPS

Műszaki adatok

Egyszerű használat

- Állíthatóság: 0-40 fokban hátradönthető
- Puha gumi fogantyú: egyszerű szállítás és pozicionálás

Egyszerűen használható

- Be-/kikapcsoló

Fókuszált kezelés

- Infravörös halogénlámpa: 200 W
- Kezelési terület: 20x30 cm

Biztonság

- IEC tanúsítvánnyal rendelkező: Megfelel az IEC 60601 és 60335 szabványnak

Hatásos fájdalomcsillapítás

- Mélyreható meleg

Műszaki adatok

- Tápellátás: 200 W
- Feszültség: 110 vagy 220–230 V
- Kábel hossza: 200 m

- Szigetelés: II. osztály (dupla szigetelés)
- Frekvencia: 50/60 Hz
- Lámpák élettartama: 500 hour(s)

Tömeg és méretek

- Termék méretei: 20x30,9x17,2 (sz x ma x mé) cm
- A-doboz méretei: 29x40,4x74,5 (sz x ma x mé) cm
- Termék tömege: 1,2 kg
- Csomagolás tömege: 1,6 kg
- Gyűjtőcsomagolásban található egységdobozok száma: 3 pcs
- Mennyiség Euro-raklapon: 60 pcs
- Gyűjtőcsomagolás tömege: 4,8 kg
- F-doboz méretei: 28x38,6x24,5 (sz x ma x mé) cm

Logisztikai adatok

- CTV kód: 884362101000
- Származási hely: Németország

Gyógyászati eszköz

- Gyógyászati eszközökre vonatkozó irányelv: 2007/47/EK, MDD 93/42/EGK

Fénypontok

Mélyreható infravörös meleg



Az infravörös fény bizonyítottan hatékonyan csökkenti az izomfájdalmat valamint az ízületi merevséget. Az infravörös fény kellemes meleget mélyen behatol a bőr alá, stimulálja a vérkeringést és melegíti az izmokat. Ez az izmokra nyugtató és lazító hatással van. Mivel rugalmasabbá teszi a szöveteket, a meleg csökkenti az ízületek merevségét, és hajlékonyabbá teszi azokat.



Kiadás dátuma
2022-11-15

Verzió: 8.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com