

PHILIPS

AVENT

Elektriline
aursterilisaator

Express

220–240 V

SCF274/26

 Product Picture

Steriliseerib 6 pudelit 8 minutiga

Kiire ja lihtne kasutada

Kiire ja lihtne kasutada

Kaitske oma last

- Tõhus sterilisatsioon
- Steriilne sisu kuni 6 tundi

Eelised

- Kiire ja lihtne kasutada
- Suur mahtuvus

Esiletõstetud tooted

Tõhus sterilisatsioon

Aursterilisaator on tõestatud tõhusaim viis lapse kaitsmiseks kahjulike bakterite vastu. Sarnaselt haiglates kasutatavate sterilisaatoritega eemaldab auru intensiivne kuumus kahjulikud bakterid.

Kiire ja lihtne kasutada

Lisage vaid vett, laadige ja lülitage sisse. Sisu on steriilne ja kasutusvalmis ligikaudu 8 minutiga

Suur mahtuvus

Mahutab kuni kuus 260 ml Aventi pudelit või kaks Philips Aventi rinnapumpa ja tarvikut.

Steriilne sisu kuni 6 tundi

Sisu püsib suletuna steriilsena 6 tundi.

Spetsifikatsioon

Toide

Voltage: 220–240 V

Päritoluriik

Inglismaa

Arenguetapid

Etapp: 0–6 kuud

Kaal ja mõõtmed

Mõõtmed: 313 (K), 235 (L), 235 (P) mm

Kehakaal: 1,575 kg

Komplektis sisaldub

Eriti pehme, nõrga vooga lutt: 2 pcs

Mis on kaasas

Tangid: 1 pcs

Komplektis sisaldub

Airflexi toitmispuudel (260 ml / 9 oz): 2 pcs

Komplektis sisaldub

Mõõtekann: 1 pcs

Mis on kaasas

Kiire elektrooniline aursterilisaator: 1 pcs

