

PHILIPS

Set de termometre
digitale pentru copii

SCH530/10



Măsurare ușoară și exactă a temperaturii

Suzetă termometru digital, pt. măsurări ușoare și exacte

Comoditate pentru dvs. și copilul dvs.

- Profil special, neiritant previne iritarea pielii
- Include o suzetă pentru nou-născuți
- Concepută special pentru nou-născuți

Siguranța copilului

- Tetină care poate fi sterilizată sau fiartă
- Permite sterilizarea fără a deteriora componentele electronice

Repere

Componente electronice detașabile

După detașarea componentelor electronice de măsurare a temperaturii, puteți steriliza sau fierbe în siguranță porțiunile cu care copilul poate intra în contact.

Profil special, neiritant al suzetei

Profilul special permite circulația aerului sub tetină, evitând iritarea pielii sensibile a copilului.

Suzetă inclusă

Puteți folosi suzeta pentru a liniști copilul, în același mod în care ați folosi orice altă suzetă.

Tetină din silicon

Tetina de silicon cu formă specială este special concepută pentru a se adapta la gura copilului și a nu-i afecta dezvoltarea naturală. Utilizați-o cu încredere pentru liniștirea copilului.

Sterilizarea tetinei

Grație materialului special, puteți steriliza tetina într-un cuptor cu microunde, într-un sterilizator electric sau prin fierbere, fără a o deteriora.

Specificații

Țara de origine

Fabricat în China

Putere

Durată de funcționare cu baterii: >100 de ore hour(s)

Tip baterie: LR41

Număr de baterii: 1 per termometru

Specificații tehnice

Operating temperature range: 32-44 °C

Accesorii

Manual de utilizare

Baterie

Specificații tehnice

Precizie: 35-38 +/- 0,1 °C

Confort

Oprire automată de siguranță

Confort

Vârf flexibil

Adecvat pentru nou-născuți

Afișaj clar al măsurării

Indicator de stare a bateriei

