

PHILIPS

Zestaw elektronicznych
termometrów dla dziecka

SCH530/10



Wygodny i dokładny pomiar temperatury

Elektroniczny termometr ze smoczkiem zapewniający wygodny i dokładny pomiar temperatury

Wygoda dla Ciebie i Twojego dziecka

- Wklęsła osłodka smoczka zapobiega podrażnieniom skóry
- W zestawie jest smoczek w rozmiarze odpowiednim dla noworodka
- Zaprojektowany specjalnie dla noworodków

Bezpieczeństwo dla Twojego dziecka

- Smoczek można sterylizować i wygotowywać
- Umożliwia gotowanie lub sterylizowanie bez uszkodzenia elektroniki

Zalety

Odlączone elementy elektroniczne

Po odłączeniu od smoczka delikatnych układów elektronicznych pomiaru temperatury można bezpiecznie sterylizować lub wygotowywać tę część, z którą ma styczność dziecko.

Ostona z wgłębieniami na smoczku

Dzięki wgłębieniom powietrze swobodnie przepływa za smoczkiem, co chroni wrażliwą skórę dziecka przed podrażnieniem.

Mały smoczek w zestawie

Smoczek można normalnie włożyć w usta noworodkowi, aby szybciej się do niego przyzwyczajał. Działa jak każdy inny normalny smoczek.

Silikonowy smoczek

Silikonowy smoczek o specjalnym kształcie został tak zaprojektowany, aby pasował do ust dziecka i nie przeszkadzał w naturalnym rozwoju. Można go bez obaw stosować do uspokajania dziecka.

Sterylizowany smoczek

Dzięki specjalnemu materiałowi smoczek można bezpiecznie sterylizować w kuchence mikrofalowej lub sterylizatorze elektrycznym albo wygotowywać, nie uszkadzając go.

Dane techniczne

Moc

Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: > 100 godz. hour(s)

Rodzaj baterii/akumulatora: LR41

Liczba baterii lub akumulatorów: 1 na termometr

Kraj pochodzenia

Wyprodukowano w Chinach

Dane techniczne

Zakres temperatur eksploatacji: 32–44 °C

Akcesoria

Instrukcja obsługi

Akumulator

Dane techniczne

Dokładność: 35–38 +/- 0,1 °C

Udogodnienia

Automatyczne wyłączanie

Wygoda

Elastyczna końcówka

Odpowiedni dla noworodków

Wyraźny wyświetlacz z pomiarem temperatury

Wskaźnik stanu baterii

