

PHILIPS



InfraCare infravörös
lámpa

650 W

Féltest-kezelés

63,5 cm magas

HP3641

Hatásos fájdalomcsillapítás

Mélyreható infravörös meleg

A Philips InfraCare hatékonyan csillapítja az ízületi és izomfájdalmakat. A 650 wattos infravörös lámpa kellemes melege mélyen a bőr alá hatol, serkenti a vérkeringést és így hatékonyan csökkenti a fájdalmat 60x40 cm-es felületen.

Egyszerű használat

- Forgatással állítható szög

Hatásos fájdalomcsillapítás

- Mélyreható infravörös meleg

Féltest-kezelés

- 650 wattos infravörös halogén lámpa

Fénypontok

650 wattos infravörös halogén lámpa



A Philips InfraCare HP 3643 készülék 60x40 cm-es felületeken (mint a teljes hát, mindkét váll és a nyak, illetve a comb) fellépő fájdalmak hatékony enyhítésére lett optimalizálva. Az InfraCare termékekben új infravörös halogénlámpa-technológia kerül alkalmazásra. A speciális lencse, szűrő és a nagyteljesítményű 650 wattos halogén lámpa az infravörös meleg egyenletes eloszlásával az infravörös meleg egyenletes eloszlásával fél testre kiterjedő kezelést (60x40 cm), és még több kellemes meleget nyújt, mely egyenletesebben oszlik el a kezelési területen.

Forgatással állítható szög

Az InfraCare HP 3643 maximális rugalmasságának köszönhetően könnyen használható félttest-, illetve különböző

testhelyzetekben végzett kezelésekhöz. A magasságállításon túl a lámpatest egyszerűen a kívánt helyzetbe forgatható a testfelület megfelelő kezelése érdekében, csupán el kell fordítania vízszintes vagy függőleges helyzetbe (balra/jobbra 90 fokkal), illetve felfelé vagy lefelé (45 fokkal).

Mélyreható infravörös meleg



Az infravörös fény bizonyítottan hatékonyan csökkenti az izomfájdalmat valamint az ízületi merevséget. Az infravörös fény kellemes melege mélyen behatol a bőr alá, stimulálja a vérkeringést és melegíti az izmokat. Ez az izmokra nyugtató és lazító hatással van. Mivel rugalmasabbá teszi a szöveteket, a meleg csökkenti az ízületek merevségét, és hajlékonyabbá teszi azokat.

Egyszerűen használható

2 markolat: egyszerű szállítás és pozicionálás
Be-/kikapcsoló

Növelhető magasság: 45-80 cm

Könnyen beállítható lámpatest (bal/jobb): 90

Könnyen beállítható lámpatest (fel/le): 45

Félttest-kezelés

Infravörös halogénlámpa: 650 W

Kezelési terület: 60 x 40 cm

Biztonság

IEC tanúsítvánnyal rendelkező: Megfelel az IEC 60601 és 60335 szabványoknak

Hatásos fájdalomcsillapítás

Mélyreható meleg

Kezelésvezérlés

Digitális óra: automatikus kikapcsolás funkcióval

Tompítás 3 melegbeállítással

Szünet funkció

Műszaki adatok

Tápellátás: 650 W

Kábel hossza: 300 m

Feszültség: 230 V

Szigetelés: II. osztály (dupla szigetelés)

Frekvencia: 50/60 Hz

Lámpák élettartama: 500 hour(s)

Tömeg és méretek

Termék méretei: 29,0 x 63,5 x 29,0

(SzxMxH) cm

Termék tömege: 5,5 kg

Mennyiség Euro-raklapon: 18 pcs

Csomagolás méretei (=gyűjtőcsomagolás):

33,9 x 80,0 x 36,5 (SzxMxH) cm

Csomagolás súlya (=gyűjtőcsomagolás):

6,5 kg

Logisztikai adatok

CTV kód: 884364101000

Származási hely: Németország

Egyszerű használat

Digitális felhasználói felület: az idővel és meleggel kapcsolatos adatok kijelzésére

Gyógyászati eszköz

Gyógyászati eszközökre vonatkozó irányelv:

2007/47/EK, MDD 93/42/EGK

