

# PHILIPS

 Product Picture

## AVENT

Klassikalise sarja  
lutipudel

1 pudel

125ml

vastsündinule sobiva vooga  
lutiga

Ok+

SCF680/17

## Kliiniliselt tõestatud koolikuvalu ja ebamugavustunde vähenemine\* Usaldusväärne valik juba 30 aastat

Emad on meie klassikalise sarja pudelit usaldanud juba 30 aastat. Kliinilised uuringud on tõestanud, et pudel, mis on loodud mõnusaks ja mugavaks toitmiseks, vähendab koolikuvalu ja ebamugavustunnet.\*

### Suunab õhu beebi kõhust eemale

- Kliiniliselt tõestatud koolikutevastane süsteem

### Muud eelised

- BPA-vaba\*
- Lihtne kasutada ja puhastada, kiire ja lihtne kokku panna.
- Saadaval on erineva voolukiirusega lutid
- Ühildub Philips Aventi tootevalikuga
- Kasutage alati adapteri rõngast.

### Igas suunas lihtne hoida ja haarata

- Ergonoomiline kuju maksimaalseks mugavuseks

### Mugavam söötmine beebi valitud rütmis

- Hõlbus haarata tänu lutil olevale ainulaadsele klapile

### Vähendage valunuttu ja ebamugavusi

- Kliiniliselt on tõestatud, et vähendab märkimisväärselt valunuttu

# Esiletõstetud tooted

## Hõlbus haaramine

Ainulaadne paindub klapp sobitub beebi imemisrütmi. Piim voolab täpselt beebi valitud kiirusega ning vähendab ülesöömist ja väljaajamist, krooksusid ja gaase.

## Vähendab märkimisväärselt valunuttu



Uni ja toit on teie beebi tervise ja õnnelikkuse seisukohast üliolulised. Pistelise kliinilise katsega uuriti, kas laste lutipudeli kuju mõjutab beebi käitumist. Selgus, et Philips Aventi pudel Classic vähendas valunuttu märgatavalt (keskmiselt 28 minutit päevas) võrreldes teiste katses osalenud pudelitega (46 min vs 74 min,  $p = 0,05$ ). Eriti kehtis see öise aja kohta.\*\*

## Ergonoomiline kuju

Tänu unikaalsele kujule on pudelit maksimaalselt mugav ükskõik millises suunas käes hoida, seda isegi beebi tillukestes kätes.

## Ainulaadne koolikutevastane süsteem



Kui beebi sööb, paindub luti ainulaadne klapp, võimaldades õhul liikuda beebi kõhu asemel pudelisse.\*

## Ühilduvus kogu tootevalikuga

Philips Aventi klassikaline pudel ühildub Philips Aventi tootevalikuga, välja arvatud pudelitega Natural. Soovitame kasutada klassikalisi pudelid ainult koos sama seeria toitluttidega.

## BPA-vaba\*

Philips Avent Classic+ lutipudel on valmistatud BPA-vabast\* materjalist (polüpropüleen).

## Lihtne kasutada ja puhastada



Lai pudelikael muudab täitmise ja puhastamise lihtsaks. Koosneb kiireks ja lihtsaks kokku panemiseks vaid vähestest osadest.

## Teie beebi kasvuvajadustele sobimiseks

Philips Aventi pudelid Classic on erineva voolukiirusega vastavalt sellele, kuidas beebi kasvab. Arvestage, et vanused on ligikaudsed, kuna beebid arenevad erineva kiirusega. Kõiki lutte on komplektis kaks.

## Adapteri rõngas

Kasutage Philips Aventi klassikalise pudelit alati koos adapteri rõngaga (kaasas iga Philips Aventi klassikalise pudeliga).

# Spetsifikatsioon

## Ehitus

**Pudeli kuju:** Ergonoomiline kuju, Lai kael

## Materjal

**Pudel:** BPA-vaba\*, Polüpropüleen

**Lutt:** BPA-vaba\*, Pehme silikoon

## Mis on kaasas

**Lutipudel:** 1 tk

## Ühilduvus

**Ühilduv seadmetega:** Rinnapump, VIA-tassid ja klassikalised lutid

## Kergesti kasutatav

**Pudeli kasutamine:** Kerge puhastada, Lihtne hoida

**Ease of use:** Nõudepesumasinas pestav ja mikrolaineahjukindel, 5 osa

## Pudel

**Materjal:** BPA-vaba\*

## Funktsioonid

**Haaramine:** Hõlbus haaramine, Soodustab lutiga leppimist

**Nipple:** Kaheosaline koolikutevastane süsteem, Sobitub imemisrütmi

## Arenguetaapid

**Etapp:** 0–12 kuud

