



Philips
InfraCare 紅外線燈管

300 瓦
局部照射
數碼時間掣



HP3631

有效紓緩痛楚

深層滲透的紅外線熱力

Philips InfraCare 有效減輕肌肉及關節痛楚。其 300 瓦的紅外線燈熱力十分舒適並可深入滲透肌膚，促進血液循環，為 40x30 厘米的半身部位帶來紓緩。

有效紓緩痛楚

- 深層滲透的紅外線熱力

PHILIPS

規格

重量與尺寸

- Product dimensions: 20x30.9x17.2 (寬 x 高 x 深) cm
- Power: 300 W
- Product weight: 1.4 kg
- Cord length: 200 m
- 可以調節: 0-40 度 (向後)
- Voltage: 230 V
- 開 / 關掣: 是
- Frequency: 50/60 Hz
- 防滑手柄: 方便攜帶及定位

重量與尺寸

- 外紙箱尺寸: 29x40.4x74.5 (寬 x 高 x 深) cm
- 彩盒重量: 1.8 kg
- 外紙箱重量: 5.4 kg
- 歐洲貨板數量: 60 pcs
- No. of F-boxes in A-box: 3 pcs
- 彩盒尺寸: 28x38.6x24.5 (寬 x 高 x 深) cm

技術規格

- 電池: LR-54- 鹼性, 1.5 伏 (200 次動作壽命)

- 絕緣層: 級別 II (雙重隔濾)
- 燈泡壽命: 500 hour(s)

安全

- 通過 IEC 認證: 符合 IEC 60601 和 60335
- 原產地: 德國

物流數據

- CTV 代碼: 884363101000
- 醫療器材指令: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

有效舒緩痛楚

- 深層滲透熱力: 是

局部性範圍照射

- 照射部位: 40x30 cm
- 紅外線鹵素燈管: 300 W

照射控制

- 數碼時間掣: 備有審計顯示

產品特點

深層滲透的紅外線熱力



紅外線經驗證能有效舒緩由肌肉酸痛及關節僵硬所引起的不適和痛楚。紅外線的熱力照射能夠深入您的皮膚，刺激血液循環及為您的肌肉保溫。肌肉經舒緩後會自動放鬆。熱力除了讓肌肉組織柔韌之外，更有助減少僵硬及令關節更靈活。



出版日期 2021-09-05

版本: 7.2.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com