

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Laktator ręczny

z pojemnikami na pokarm

SCF290/20

Więcej pokarmu. W krótszym czasie.

Laktator ręczny o większej wydajności.

Laktator ręczny zapewnia całkowitą kontrolę nad intensywnością i rytmem odciągania pokarmu. Unikalny ręczny laktator Philips Avent pozwala zwiększyć wydajność odciągania — testy kliniczne wykazały większą skuteczność w porównaniu z elektrycznymi laktatorami szpitalnymi.

Klinicznie sprawdzona skuteczność

- Opatentowana nakładka masująca

Pobudza laktację i efektywnie odciąga pokarm

- Miękkie nakładki masujące umożliwiają naturalne uwalnianie pokarmu podobnie, jak ssanie dziecka

Komfortowy i przenośny

- Łatwy montaż i użytkowanie

Zalety

Miękkie nakładki masujące



Opatentowane nakładki masujące laktatora Philips Avent wyginają się do wewnątrz i na zewnątrz, symulując ssanie dziecka i stymulując szybkie, naturalne wydzielanie pokarmu.

Opatentowana nakładka masująca



Pięć miękkich płatków masujących laktatora Philips Avent delikatnie wygina się do wewnątrz i na zewnątrz przy odciąganiu pokarmu i wykorzystuje podciśnienie, naśladując ssanie dziecka.

Łatwy montaż i użytkowanie



Cichy i przenośny.

Dane techniczne

Kraj pochodzenia

Wielka Brytania

Elementy w zestawie

Bottle stand/funnel cover: 2 szt.

Pojemnik na pokarm (125 ml): 2 szt.

Wyjątkowo miękki smoczek dla noworodków: 1 szt.

Pokrywka zamykająca do przechowywania pokarmu: 2 szt.

Newborn nipple travel pack: 1 szt.

Spare parts: 1 szt.

Laktator ręczny: 1 szt.

Etapy rozwoju

Etap: 0–6 miesięcy

