

Philips Avent
Komplet digitalnega
otroškega termometra



SCH540/01

Nežno in natančno

Združuje prednosti digitalnega termometra in termometra z dudo.

Priročno za vas in vašega otroka

- Vključuje cucelj Avent Freeflow

Hiter in zanesljiv digitalni prikaz temperature

- Jasen prikaz rezultata merjenja in stanja baterije
- Indikator iztrošenosti baterije

Udobje za vašega otroka

- Digitalni termometer z mehko konico
- Možnost prilagoditve načina merjenja dojenčku
- Posebej zasnovan termometer s cuceljem

PHILIPS
AVENT

Specifikacije

Država porekla

- Izdelano na Kitajskem: Termometri, Da

Napajanje

- Čas delovanja z baterijo: > 100 ur
- Vrsta baterije: LR41
- Število baterij: 1 na termometer

Dodatna oprema

- Uporabniški priročnik

Tehnične specifikacije

- Temperaturni razpon delovanja: 90–109,9 °F
- Čas merjenja: 10 s ± 3 s v vodi (kopel), 25 s ± 10 s

- oralno in rektalno, 60 s ± 10 s pod pazduho
- Natančnost: 95–107,6 +/- 0,2 °F

Priročnost

- Samodejni izklop

Država porekla

- Izdelano v Angliji: Duda, Da

Priročnost

- Prilagodljiva konica
- Primerno za novorojenčke
- Jasen prikaz meritev
- Indikator stanja baterije



Značilnosti

Različni načini merjenja

Termometer Philips Avent natančno in enostavno izmeri telesno temperaturo dojenčka oralno, aksilarno ali rektalno.

Digitalni termometer z mehko konico

Digitalni termometer z mehko konico

Posebej zasnovan termometer s cucljem

Omogoča preprost prehod od dudu do merjenja temperature.

Jasen prikaz rezultata merjenja

Jasen prikaz rezultata merjenja in stanja baterije

Indikator iztrošenosti baterije



Indikator iztrošenosti baterije

Cucelj Avent Freeflow

Naj se dojenček navadi na obliko.



Datum izdaje 2021-02-15

Različica: 5.1.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com