

PHILIPS

Set de termometre
digitale pentru copii

SCH530/86

 Product Picture

Măsurarea facilă și sigură a temperaturii

Suzetă cu termometru digital pentru măsurarea ușoară și precisă.

Măsurători rapide și fiabile

- Termometru digital pentru măsurarea ușoară și precisă.
- Măsurare rapidă și precisă a temperaturii, în câteva secunde

Comoditate pentru dvs. și copilul dvs.

- Profil special, neiritant previne iritarea pielii
- Include o suzetă pentru nou-născuți
- Concepută special pentru nou-născuți

Siguranța copilului

- Tetină care poate fi sterilizată sau fiartă
- Permite sterilizarea fără a deteriora componentele electronice

Repere

Termometru digital

Termometru digital rapid, sigur și precis pentru măsurarea temperaturii copilului

Măsoară temperatura rapid

Niciodată prea cald sau prea rece – Termometrul digital vă va informa dacă laptele are temperatura potrivită. Nu mai trebuie să ghiciți temperatura. Este excelent și pentru a verifica dacă laptele este suficient de cald după ce ați luat o scurtă pauză în cursul mesei.

Profil special, neiritant al suzetei

Profilul special permite circulația aerului sub tetină, evitând iritarea pielii sensibile a copilului.

Tetină din silicon

Tetina de silicon cu formă specială este special concepută pentru a se adapta la gura copilului și a nu-i afecta dezvoltarea naturală. Utilizați-o cu încredere pentru liniștirea copilului.

Suzetă inclusă

Puteți folosi suzeta pentru a liniști copilul, în același mod în care ați folosi orice altă suzetă.

Componente electronice detașabile

După detașarea componentelor electronice de măsurare a temperaturii, puteți steriliza sau fierbe în siguranță porțiunile cu care copilul poate intra în contact.

Sterilizarea tetinei

Grație materialului special, puteți steriliza tetina într-un cuptor cu microunde, într-un sterilizator electric sau prin fierbere, fără a o deteriora.

Specificații

Putere

Durată de funcționare cu baterii: 200 ore
Tip baterie: LR41
Număr de baterii: 2
Detașabil/înlocuibil

Specificații tehnice

Interval temperatură de funcționare: 32-44 °C
Precizie: 36,5-39,0 C: +/-0,1 C °C
Durată măsurare: 10 secundă

Accesorii

Manual de utilizare
Baterie

Confort

Oprire automată de siguranță
Indicator Ready
Vârf flexibil
Adecvat pentru nou-născuți

