




Philips
Lampu inframerah
InfraCare

200 W
Area perawatan terfokus



HP3621

Pereda nyeri yang efektif

Kehangatan inframerah yang meresap ke dalam

Kehangatan yang meresap ke dalam dari lampu inframerah

Pereda nyeri yang efektif

- Kehangatan infra merah meresap ke dalam

PHILIPS

Spesifikasi

Mudah digunakan

- Dapat disesuaikan: 0-40 derajat (ke belakang)
- Sakelar on/off
- Cengkerman gagang yang lembut disentuh: untuk pengangkutan dan pengaturan posisi yang mudah

Perawatan terfokus

- Area pengobatan: 20x30 cm
- Lampu halogen inframerah: 200 W

Pengaman

- Bersertifikasi IEC: Sesuai IEC 60601 dan 60335

Pereda nyeri yang efektif

- Kehangatan yang meresap ke dalam

Spesifikasi teknis

- Daya: 200 W
- Panjang kabel: 200 m
- Voltase: 110 atau 220-230 V
- Penyekat: Kelas II (isolasi ganda)

- Frekuensi: 50/60 Hz
- Masa pakai lampu: 500 hour(s)

Berat dan dimensi

- Berat produk: 1,2 kg
- Dimensi F-box: 29x40,4x74,5 (PxLxT) cm
- Dimensi produk: 20x30,9x17,2 (PxLxT) cm
- Berat F-box: 1,6 kg
- Jumlah F-box dalam A-box: 3 pcs
- Jml. pada palet Euro: 60 pcs
- Berat A-box: 4,8 kg
- Dimensi F-box: 28x38,6x24,5 (PxLxT) cm

Data logistik

- Negara asal: Jerman
- Kode CTV: 884362101000

Peralatan medis

- Aturan Perangkat Medis: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

Kelebihan Utama

Kehangatan infra merah meresap ke dalam



Lampu inframerah terbukti efektif meringankan rasa sakit dan nyeri yang disebabkan oleh nyeri otot dan sendi yang kaku. Kehangatan nyaman yang dihasilkan lampu inframerah meresap ke dalam kulit Anda, merangsang sirkulasi darah, dan menghangatkan otot. Ketika otot lebih nyaman, ketegangan otomatis akan mengendur dan terasa santai. Karena inframerah membuat jaringan tisu menjadi lebih lentur, rasa hangat juga mengurangi kekakuan dan membuat sendi lebih fleksibel.



Tanggal dikeluarkan
2022-06-27

Versi: 8.1.1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com