

# PHILIPS

## AVENT

Extractor de leche  
individual

Set portátil

SCF302/13



## Diseñado para más comodidad

Extractor electrónico inspirado por la naturaleza

Nuestros exclusivos extractores portátiles eléctricos sin BPA de Philips Avent tienen una memoria electrónica que le permite mantener el control, porque registra e imita su ritmo de extracción personal.

### Ventajas y características:

- Registra e imita su ritmo de extracción personal
- Con estuche de viaje térmico y packs fríos

### La ayudamos a prolongar el período de lactancia

- Más leche. Más natural

### Estimule y extraiga

- La succión suave imita el ritmo de succión continuo del bebé
- Las almohadillas masajeadoras suaves ofrecen un flujo más natural, similar a la succión del bebé

### Tres formas de uso

- Funciona con electricidad, pilas y de forma manual

## Destacados

### Con electricidad, a pilas y manual

Además de funcionar con electricidad, el extractor electrónico individual también puede usarse con pilas y como un extractor manual. Máxima flexibilidad.

### Succión suave

La succión suave imita el ritmo de succión del bebé para obtener un flujo de leche continuo con menos esfuerzo.

### Registra e imita su ritmo de extracción personal

La memoria electrónica registra e imita el ritmo de extracción personal con sólo presionar un botón.

### Más leche. Más natural



El método de extracción le permite alimentar a su bebé con leche materna aun cuando no está presente

### Almohadillas masajeadoras suaves



Las exclusivas almohadillas masajeadoras del extractor Philips Avent se flexionan hacia adentro y hacia afuera para imitar la succión del bebé y estimular el rápido descenso natural de la leche materna.

### Con estuche de viaje térmico y packs fríos



Incluye todo lo necesario para extraer y almacenar su leche de la forma más adecuada cuando está fuera de su casa.

## Especificaciones

### Potencia

Tensión: 100 - 240 V

### País de origen

Inglaterra

### Qué incluye

Paquete de pilas: 1 uds

Tarritos conserveros para leche materna (125 ml): 1 uds

Bottle stand/funnel cover: 1 uds

Pack de tetinas de viaje para recién nacidos: 1 uds

Cool pack: 2 uds

Spare parts: 1 uds

Piezas del extractor manual para usar sin electricidad: 1

Recipientes para leche materna (260 ml): 1 uds

Bolso de viaje de microfibra: 1 uds

Cable de alimentación: 1 uds

### Etapas de desarrollo

Etapas: 0 a 6 meses

