

Philips Avent
Komplet digitalnih
termometara za bebe

SCH540/01



Nježan i precizan

Kombinira prednosti digitalnog termometra i dudu varalice s termometrom.

Praktično za vas i vašu bebu

- U kompletu je Avent Freeflow dudu varalica

Brzo i pouzdano digitalno očitavanje temperature

- Jasan prikaz temperature i indikatori stanja baterije
- Indikator baterije pri kraju

Udobnost za vašu bebu

- Digitalni termometar s mekim, elastičnim vrhom
- Mogućnost prilagodbe metode mjerenja temperature potrebama bebe
- Posebno dizajn. dudu varalica s termom.

PHILIPS
AVENT

Specifikacije

Snaga

- Vrijeme rada s baterijom: >100 sat(i)
- Vrsta baterije: LR41
- Broj baterija: 1 po toplomjeru

Država podrijetla

- Proizvedeno u Kini: Toplomjeri, Da

Dodatna oprema

- Upute

Tehnički podaci

- Raspon radne temperature: 90-109,9 °F
- Vrijeme mjerenja: 10 s $\pm$ 3 s u vodi (kupanje), 25 s

- $\pm$ 10 s oralno i rektalno, 60 s $\pm$ 10 s pod pazuhom
- Preciznost: 95-107,6 $\pm$ 0,2 °F

Praktičnost

- Automatsko isključivanje

Država podrijetla

- Proizvedeno u Engleskoj: Duda, Da

Praktičnost

- Fleksibilni vrh
- Prikladno za novorođenčad
- Jasan prikaz izmjerene vrijednosti
- Indikator napunjenosti baterije

Istaknute značajke

Mogućnost odabira metode mjerenja

Termometar tvrtke Philips AVENT precizno i praktično oralno, aksijalno i rektalno mjeri tjelesnu temperaturu bebe.

Digitalni termometar s mekim, elastičnim vrhom

Digitalni termometar s mekim, elastičnim vrhom

Posebno dizajn. dudu varalica s termom.

Omogućuje lak prijelaz s dudu varalice na mjerenje temperature.

Jasan prikaz temperature

Jasan prikaz temperature i indikatori stanja baterije

Indikator baterije pri kraju



Indikator baterije pri kraju

Avent Freeflow dudu varalica

Bebi omogućuje da se navikne na oblik.



Datum izdavanja
2021-02-16

Verzija: 5.1.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com