

# PHILIPS

## AVENT

Începuturi naturale

Gift Set

SCD236/00



## Elementele esențiale pentru alăptare și sterilizare

### Un set de hrănire comod

Include sterilizator cu microunde, pompă manuală pentru sân, biberoane, pernițe de unică folosință pentru sâni și discuri de etanșare

#### **Sterilizator cu microunde Express II**

- Ultra rapid și ușor de utilizat
- Comod pentru călătorie
- Compactă și ușoară

#### **Pompă manuală ISIS pentru sân**

- Dovedit clinic
- Stimulează delicat debitul rapid al laptelui
- Pemiță patentată pt. detensionare

#### **Pernițe de unică folosință pentru sâni**

- Execuție unică din patru straturi pentru capacitate maximă de menținere uscată.
- Moale, cu profil discret conturat

#### **Biberon Airflex**

- Lucrează odată cu acțiunea de hrănire naturală a bebelușului
- Pentru hrănire activă sănătoasă

# Repere

## Biberon Airflex

Un test clinic a demonstrat că la vârsta de 2 săptămâni bebelușii hrăniți cu biberonul AVENT au mai puține colici decât bebelușii hrăniți cu un biberon obișnuit. ([www.philips.com/AVENT](http://www.philips.com/AVENT)).

## Pompă manuală ISIS pentru sân

Într-un studiu clinic, ISIS s-a dovedit la fel de eficientă ca și o pompă electrică de spital. ISIS are un design premiat care imită suptul bebelușului. Rezultatul – lapte mai mult și mai rapid, în condiții mai naturale decât orice altă pompă manuală pentru sân.

## Sterilizator cu microunde Express II

Sterilizează 6 biberoane în 2 minute. Puneți apă, încălcați și puneți în aparatul cu microunde. 2 minute la 1100-1850 Watt, 4 minute la 850-1000 Watt, 6 minute la 500-850 Watt.

## Pernițe de unică folosință pentru sâni



Execuție unică din patru straturi pentru capacitate maximă de menținere uscată: 1. Strat superior ultra-moale cu adâncitură pentru mamelon – menține sânul în permanență uscat. 2. Strat ultra-absorbant, căptușit pentru confort extra. 3. Miezul ultra-absorbant – acumulează umiditatea pentru protejarea împotriva disconfortului. 4. Stratul exterior ultra-

permeabil – previne mameloanele uscate. Anti-alunecare cu benzi adezive – menține pernița pe loc.

## Comod pentru călătorie

Comod pentru călătorie

## Compactă și ușoară

Compactă și ușoară

## Moale, cu profil discret conturat

Moale, cu profil discret conturat

## Stimulează delicat debitul rapid al laptelui



Stimulează delicat debitul rapid al laptelui

## Perniță patentată pt. detensionare



Perniță patentată pt. detensionare

## Pentru hrănire activă sănătoasă

Pentru hrănire activă sănătoasă

# Specificații

## Țara de origine

England

## Include

Pompă manuală ISIS pentru sân: 1 pcs

Tampon de unică folosință pentru sân: 40 pcs

Sealing disc for milk storage: 2 pcs

## Include

Biberon Airflex (260 ml/ 9 oz): 2 pcs

Biberon Airflex (125 ml/ 4 oz): 2 pcs

Sterilizator abur Express II microunde: 1 pcs

