

PHILIPS

Lâmpada de
infravermelhos

HP3614



Alivia as dores musculares e as vulgares constipações

Penetração profunda e concentrada de calor

A lâmpada de infravermelhos da Philips proporciona alívio das dores musculares e das articulações. O seu calor de infravermelhos de 100 Watts é confortável e penetra profundamente na pele, melhorando a circulação sanguínea e aliviando áreas específicas de 20x30 cm.

Philips - especialista em iluminação

- Mais de 15 milhões de lâmpadas de infravermelhos vendidas

Destques

Philips - especialista em iluminação

A Philips é uma das empresas líderes no sector da iluminação, com mais de 100 anos de experiência no ramo. A nível global, a Philips já vendeu mais de 15 milhões de lâmpadas de infravermelhos.

Especificações

Especificações técnicas

Cord length: 1,6 m
Voltage: 220/230 V
Power: 100 W
Frequency: 50 Hz

Fácil de usar

Ajustabilidade: 0-40 graus (para trás)

Peso e dimensões

Product dimensions: 20,0x12,0x16,0
(AxLxP) cm
Product weight: 0,5 kg

Peso e dimensões

Dimensões da caixa-A: 22,4x26,2x58,8
(AxLxP) cm
Peso caixa F: 1 kg
No. of F-boxes in A-box: 6 pcs
Qtd. por Euro-paleta: 288 pcs
Peso caixa A: 3,1 kg
Dimensões da caixa-F: 21,1x12,6x19,2
(AxLxP) cm

Especificações técnicas

Isolamento: Classe II (isolamento duplo)
Tipo de lâmpadas: R95, 100 W
Vida útil da lâmpada: 750 sessões de 10 minutos

Segurança

Certificação CEI: Em linha com CEI 60335

Dados logísticos

País de origem: Alemanha

Dados logísticos

Código CTV: 884361401000

Arrumação fácil

Compartimento do fio

