

PHILIPS

AVENT

Digitālais mazuļu
termometra komplekts

SCH540/00



Maigs un precīzs

Apvieno digitālā termometra un termometra knupīša funkcijas

Palīdz izmērīt mazuļa temperatūru, nesatraucot mazuli. Termometrā knupītī SCH540/00 izmantots tāds pats aizsargs un knupis kā Avent knupītī ar uzlabotu gaisa ventilāciju vieglai pārejai no knupīša funkcijas uz temperatūras mērīšanu.

Ērts jums un jūsu mazulim

- Komplektā iekļauts Avent knupītis ar uzlabotu gaisa ventilāciju

Ātri un uzticami digitālie temperatūras mērījumu rezultāti

- Skaidri temperatūras rādījumi un bateriju statusa indikatori
- Baterijas izlādes indikators

Jūsu mazuļa komfortam

- Digitālais termometrs ar mīkstu, elastīgu uzgali
- Temperatūras mērīšanas metodes izvēle, kas vislabāk piemērota jūsu mazulim
- Īpaši izstrādāts termometrs knupis

Izceltie produkti

Skaidri temperatūras rādījumi

Skaidri temperatūras rādījumi un bateriju statusa indikatori

Avent knupītis ar uzlabotu gaisa ventilāciju

Ļauj mazulim pierast pie formas.

Baterijas izlādes indikators



Baterijas izlādes indikators



Mērīšanas metodes izvēle

Philips Avent termometrs precīzi un ērti mēra jūsu mazuļa ķermeņa temperatūru gan orāli, gan aksiāli, gan arī anāli.

Digitālais termometrs ar mīkstu, elastīgu uzgali

Digitālais termometrs ar mīkstu, elastīgu uzgali

Īpaši izstrādāts termometrs knupis

Vienkārša pāreja no knupja uz temperatūras mērīšanu.

Specifikācijas

Strāvas padeve

Akumulatora darbības laiks: >100 hr

Akumulatora tips: LR41

Bateriju skaits: 1 uz termometru

Izcelsmes valsts

Ražots Ķīnā: Termometri, Jā

Attīstības posmi

Posms: 0-6 mēneši, 6-12 mēneši

Tehniskā specifikācija

Operating temperature range: 32-42,9 °C

Piederumi

Lietotāja rokasgrāmata

Tehniskā specifikācija

Precizitāte: 35-42 +/- 0,1 °C

Mērīšanas laiks: 10 sek ±3 sek ūdenī (vannā), 25 sek ±10 sek orāli un rektāli, 60 sek ±10 sek zem rokas

Izcelsmes valsts

Ražots Lielbritānijā: Knupīši, Jā

Lietošanas komforts

Automātiskā izslēgšanās

Lietošanas komforts

Elastīgs gals

Piemērots jaundzimušajiem

Skaidrs mērījumu displejs

Baterijas statusa indikators

