

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Extractor de leche
individual

SCF292/01

Diseñado para más comodidad

Inspirado en la naturaleza

Nuestros exclusivos extractores ofrecen una memoria electrónica que le permite mantener el control porque registra e imita el ritmo de extracción personal.

Ventajas y características:

- Registra e imita su ritmo de extracción personal

La ayudamos a prolongar el período de lactancia

- Más leche de forma natural

Estimule y extraiga

- El suave cojín de pétalos ofrece un masaje natural, como el del bebé

Tres formas de uso

- Funciona con electricidad, pilas y de forma manual

Destacados

Suave cojín de pétalos masajeadores



Los pétalos de masaje patentados del extractor de leche de Philips Avent se flexionan hacia dentro y hacia fuera, imitando el patrón de succión del bebé, además, están diseñados para ayudar a estimular una bajada de leche rápida y natural.

Con electricidad, a pilas y manual

Además de funcionar con electricidad, el extractor electrónico individual también puede usarse con pilas y como un extractor manual. Máxima flexibilidad.

Registra e imita su ritmo de extracción personal

La memoria electrónica registra e imita el ritmo de extracción personal con sólo presionar un botón.

Más leche de forma natural



La extracción permite que su bebé tome leche materna incluso cuando no está con él

Especificaciones

Potencia

Tensión: 100 - 240 V

País de origen

Inglaterra

Qué incluye

Extractor de leche electrónico: 1
Tarritos conserveros para leche materna (125 ml): 1 uds
Bottle stand/funnel cover: 2 uds
Paquete de pilas: 1 uds
Tetina de recién nacido extrasuave: 1 uds
Spare parts: 1 uds
Cable de alimentación: 1
Piezas del extractor manual para usar sin electricidad: 1
Recipientes para leche materna (260 ml): 1 uds

Etapas de desarrollo

Etapas: 0-6 meses

