

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Extractor de leche
manual

con sistema de almacenamiento
VIA

SCF300/12

Más extracción. Más fácil.

Extraiga, almacene y alimente con total facilidad

El exclusivo extractor de leche manual SCF300/12 de Philips Avent le ofrece control total del nivel de succión y el ritmo de bombeo. Le asegura mayor eficacia y se ha comprobado clínicamente que extrae más leche que una bomba eléctrica de hospital.

Ventajas y características:

- Estimula un flujo de leche suave

Eficacia clínicamente comprobada

- Exclusiva almohadilla masajeadora

Puede usarse con extractores de leche y tetinas Philips Avent

- Utilice el adaptador para extraer y alimentar

Almacenamiento y transporte seguros

- Tapas con cierre a rosca para evitar pérdidas

Destacados

Estimula un flujo de leche suave

Durante la extracción, las exclusivas almohadillas masajeadoras de descenso Philips Avent se flexionan hacia dentro y hacia fuera masajeando delicadamente el área alrededor del pezón y estimulando el flujo natural de la leche.

Exclusiva almohadilla masajeadora



En la extracción, cinco masajeadores suaves en forma de pétalo se flexionan hacia dentro y hacia fuera para generar una sensación similar a la de la succión del bebé.

Tapas con cierre a rosca para evitar pérdidas

Almacenamiento y transporte seguros

Adaptador para extraer y alimentar

Use el adaptador VIA para extraer, almacenar y alimentar con un mismo vaso.

Especificaciones

País de origen

Inglaterra

Material

Sin BPA*

Qué incluye

Tapa para vaso de almacenamiento de leche: 5 uds

Adaptador para vaso de almacenamiento de leche: 2 uds

Pack de tetinas de viaje para recién nacidos: 2 uds

Tetina de recién nacido extrasuave: 2 uds

Spare parts: 1 uds

Vaso VIA preesterilizado (180 ml): 5 uds

Extractor de leche manual: 1 uds

Etapas de desarrollo

Etapa: 0-6 meses

