

# PHILIPS

 Product Picture

# AVENT

Conjunto de termómetro digital para bebé

SCH540/01

## Delicado e preciso

Combina as vantagens de um termómetro digital e de uma chupeta termómetro.

### **Comodidade para si e para o seu bebé**

- Inclui chupeta Freeflow da Avent

### **Leituras de temperatura digitais rápidas e fiáveis**

- Visores de medição nítidos e indicadores de estado das pilhas
- Indicador de carga fraca

### **Conforto para o seu bebé**

- Termómetro digital com ponta macia e flexível
- Opção para adaptar o método de medição da temperatura que melhor se adapta ao seu bebé
- Termómetro chupeta especificamente concebido

## Destques

### Opção do método de medição

O termómetro da Philips Avent mede, de forma cómoda e precisa, a temperatura do corpo do seu bebé através da aplicação oral, axilar e rectal.

### Termómetro digital com ponta macia e flexível

Termómetro digital com ponta macia e flexível

### Termómetro chupeta especificamente concebido

Permite a transição fácil da chupeta para a medição da temperatura.



### Visores de medição nítidos

Visores de medição nítidos e indicadores de estado das pilhas

### Indicador de carga fraca

Indicador de carga fraca

### Chupeta Freeflow da Avent

Permite que o seu bebé se adapte à forma.

## Especificações

### País de origem

Fabricado na China: Termómetros, Sim

### Alimentação elétrica

Tipo de pilha: LR41

Número de baterias: 1 por termómetro

### Potência

Tempo de funcionamento a bateria:

>100 hr

### Acessórios

Manual do utilizador

### Especificações técnicas

Limites de temperatura em funcionamento:

90-109,9 °F

Tempo de medição: 10 seg. ±3 seg. na água (banho), 25 seg. ±10 seg. oral e rectal, 60 seg. ±10 seg. na axila

Precisão: 95-107,6 +/-0,2 °F

### Funcionalidades

Desativação automática

### País de origem

Fabrica em Inglaterra: Chupetas, Sim

### Conveniência

Ponta flexível

Adequado para recém-nascidos

Visor de medição nítido

Indicador de estado da pilha

