

PHILIPS

Digitális hőmérőkészlet
babáknak

SCH530/10

 Product Picture

Egyszerű és megbízható hőmérsékletmérés

Digitális cumis hőmérő az egyszerű és pontos mérésért

Kényelem Önnek és gyermekének

- Légáteresztő cumilap megelőzi a bőr kipirosodását.
- A pótcumi méreténél fogva újszülöttek számára is megfelelő
- Kifejezetten újszülötteknek tervezve

A baba biztonsága

- Sterilizálható vagy kifőzhető cumi
- Fertőtlenítheti, sterilizálhatja az elektronika eltávolítása után

Fénypontok

Leválasztható elektronika

Az elektronika eltávolításával biztonságosan tudja fertőtleníteni azokat a részeket, amelyekkel érintkezésbe kerül gyermeke.

Fodros védőrész a cumin

A légáteresztő lapnak köszönhetően a cumi mögött is áramlik a levegő, ami segít megvédeni a gyermek bőrét az irritációtól.

Pótcumival

A cumi a szokásos módon gyermeke szájába helyezhető, hogy hozzászokjon. Úgy kell használni, mint bármely más cumit.

Szilikon cumi

A speciális alakú cumi illeszkedik a gyermek szájához és nem gátolja meg a fogak természetes fejlődését. Biztonságosan használhatja a gyermek megnyugtatásához is.

A cumi sterilizálása

A cumit speciális anyagának köszönhetően biztonságosan fertőtlenítheti mikrohullámú készülékben, elektromos sterilizálóban vagy kifőzéssel.

Műszaki adatok

Energiaellátás

Akkumulátoros működetés üzemideje: > 100 óra hour(s)
Akkumulátor típusa: LR41
Elemek száma: hőmérőnként 1

Származási hely

Gyártó ország: Kína

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet-tartomány: 32-44 °C

Tartozékok

Felhasználói útmutató
elem

Műszaki adatok

Pontosság: 35-38 +/- 0,1 °C

Kényelem

Automatikus kikapcsolás

Kényelem

Rugalmas vég
Újszülöttek számára is
A mérési eredmény tisztán látható kijelzése
Akkumulátor töltöttségint-jelző

