


PHILIPS

Digitālais mazuļu
termometra komplekts

SCH530/86



Vienkārša un precīza temperatūras mērīšana

Digitālais termometra knupis vienkāršai un precīzai mērīšanai

Ātri un uzticami mērījumi

- Digitālais termometrs vienkāršai un precīzai mērīšanai
- Ātra un uzticama temperatūras mērīšana sekunžu laikā

Ērtības jums un jūsu mazulim

- Iedobtais aizsegs novērš ādas kairinājumu
- Komplektā ir iekļauts māņu knupis, kura izmērs atbilst jaundzimuša mazuļa vajadzībām
- Izstrādāts speciāli jaundzimušiem mazuļiem

Mazuļa drošība

- Sterilizēšanai vai vārīšanai piemērots knupis
- Sniedz iespēju vārīt vai sterilizēt, nesabojājot elektroniskās detaļas

Izceltie produkti

Digitālais ķermeņa termometrs

Ātrdarbīgs, uzticams un precīzs digitālais termometrs mazuļa temperatūras mērīšanai.

Izmēra temperatūru sekunžu laikā

Nekad par karstu, nekad par aukstu – digitālais termometrs "Just Right" ātri sniedz informāciju, vai piens vai ēdiens ir droši ēdams vai dzerams. Vairs nav jāmēģina uzminēt sildāmo pudelišu vai burciņu temperatūru, turklāt termometrs noder arī pārbaudēm, vai ēdiens joprojām ir pietiekami silts, ja ēšanā izdarīts neliels pārtraukums.

Iedobts aizsargs uz knupja

Iedobumi nodrošina, ka starp knupi un ādu plūst gaiss, kas aizsargā mazuļa jutīgo ādu pret kairinājumu.

Silikona knupis

Knupja īpaši formētā silikona knupīša daļa ir izstrādāta atbilstoši mazuļa mutei un nekavēs dabisko attīstību. Lietojiet to droši, lai nomierinātu savu mazuli.

Komplektā iekļauts māņu knupis

Knupi varat regulāri ielikt mazuļa mutītē, lai stimulētu viņa pieradumu pie knupja. Tas darbojas kā jebkurš parastais knupis.

Atvienojamas elektroniskās detaļas

Atvienojot jutīgās temperatūras mērīšanas elektroniskās detaļas no knupja, varat droši sterilizēt vai vārīt to daļu, kas nonāk saskarē ar mazuli.

Sterilizējiet knupi

Pateicoties īpašajam materiālam, knupja knupīša daļu var droši sterilizēt mikroviļņu krāsnī vai elektriskajā sterilizatorā, vai to novārt, knupi nesabojājot.

Specifikācijas

Jauda

Akumulatora tips: LR41

Bateriju skaits: 2

Noņemamas/nomaināmas

Strāvas padeve

Akumulatora darbības laiks: 200 hour(s)

Tehniskā specifikācija

Darbības temperatūras amplitūda: 32 – 44 °C

Piederumi

Lietotāja rokasgrāmata

Baterija

Tehniskās specifikācijas

Precizitāte: 36,5 – 39,0°C: +/- 0,1°C

Mērīšanas laiks: 10 s

Ērtums

Automātiskā izslēgšanās

Gatavības indikators

Ērtums

Elastīgs gals

Piemērots jaundzimušajiem

