

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Pompă manuală
pentru sân

cu sistem de păstrare VIA

SCF300/12

Colectează mai mult, păstrează ușor.

Colectează, păstrează și hrănește în pași ușori

Pompa unică manuală Philips Avent SCF300/12 îți oferă controlul total al volumului supt și al ritmului de pompare. Aceasta asigură eficiență sporită, fiind dovedit clinic că aceasta colectează mai mult lapte decât o pompă electrică de spital.

Avantaje și caracteristici:

- Stimulează delicat debitul rapid al laptelui

Eficiență dovedită clinic

- Perniță patentată pt. detensionare

Compatibil cu pompele de sân și tetinele Philips Avent

- Utilizează adaptorul pentru colectare și hrănire

Pentru păstrare și transport sigure

- Sistem de înfiletare etanș

Repere

Stimulează delicat debitul rapid al laptelui

Pe măsură ce pompezi, perna de masaj Philips Avent se flexează înspre interior și înspre exterior, masând delicat zona din jurul mamelonului și stimulând fluxul natural de lapte

Perniță patentată pt. detensionare



Cele cinci petale moi de masaj ale pompei de sân Philips Avent flexează delicat înspre interior și înspre exterior, pe măsură ce pompează și lucrează împreună cu vacuumul pentru a imita suptul bebelușului.

Sistem de înfiletare etanș

Pentru păstrare și transport sigure

Adaptor pentru colectare și hrănire

Utilizează adaptorul pentru colectare și hrănire cu aceeași ceașcă.

Specificații

Țara de origine

Anglia

Material

Fără BPA*

Include

Capac recipient de păstrare lapte: 5 buc.
Adaptor pentru recipient de depozitare a laptelui matern: 2 buc.
Pachet de voiaj tetină nou născut: 2 buc.
Tetină extra-moale pentru nou-născut: 2 buc.
Piese de schimb: 1 buc.
Recipient pre-sterilizat VIA (180 ml/ 6 oz): 5 buc.
Pompă manuală pentru sân: 1 buc.

Etape de dezvoltare

Fază: 0 - 6 luni

