

PHILIPS

AVENT

Jedna elektronska
pumpa za izdajanje

Uključuje bočicu od 4 oz

SCF312/01



Dizajnirano za udobnost

Pumpa za izdajanje s masažnim jastučićima za optimalnu udobnost

Kada ste pod stresom ili u žurbi, može se dogoditi da teže otpuštate mlijeko ili da ga bude manje. Naša pumpa za izdajanje Philips Avent SCF312/01 dizajnirana je za ugodnije izdajanje.

Dizajnirana za udobnost

- Pamti vaš ritam
- Patentirani meki masažni jastučić s 5 "latica"

Klinički dokazana učinkovitost

- Nježno do učinkovitih rezultata

Druge odlične značajke

- Jedinstveni sustav za lako spremanje mlijeka
- Može se koristiti i kao ručna pumpa

Istaknute znač.

Pamti vaš ritam



Samo elektronske pumpe za izdavanje tvrtke Philips Avent imaju jedinstvenu značajku memorije koja uči i nastavlja vaš ritam pumpanja te tako omogućava maksimalnu udobnost

Nježno do učinkovitih rezultata



Vakuum s blagim usisavanjem Philips Avent pumpe za izdavanje oponaša bebino sisanje i osigurava učinkovitost na nježan način

Patentirani meki masažni jastučić



Jedinstveni aktivni masažni jastučić pomaže u stimulaciji prirodnog otpuštanja mlijeka

Jedinstveni sustav za spremanje mlijeka



Olakšajte si život izdavanjem izravno u neku od mnogobrojnih bočica za bebe Philips Avent i spremnika za izdojeno mlijeko koji su vam na raspolaganju i koje možete spremiti u hladnjak ili zamrzivač

Može se koristiti i kao ručna pumpa



Može se koristiti i kao ručna pumpa kada vam to više odgovara

Država podrijetla

Engleska

Napajanje

Voltage: 100 – 240 V

Faze razvoja

Faza: Trudnoća, 0 – 6 mjeseci

Što se nalazi u paketu

Spremnik za mlijeko (125 ml / 4 oz): 1 pcs

Extra soft newborn flow nipple: 1 pcs

Bottle stand/funnel cover: 1 pcs

Jastučići za grudi za jednokratnu upotrebu:

1 pcs

Newborn nipple travel pack: 1 pcs

Spare parts: 2 pcs

Materijal

Ne sadrži BPA*

Što se nalazi u paketu

Electronic Breast Pump: 1

Battery pack: 1 pcs

Manual pump parts for when power is not available: 1

