

PHILIPS

Lâmpada de
infravermelhos InfraCare

650 W

Tratamento para meio corpo

63,5 cm de altura

HP3641



Alívio eficaz das dores

Penetração profunda de infravermelhos

A lâmpada InfraCare da Philips proporciona alívio das dores musculares e das articulações. O seu calor por infravermelhos de 650 W é muito confortável, penetra profundamente na pele, estimula a circulação sanguínea e alivia com eficácia uma área de meio corpo 60x40 cm.

Fácil de utilizar

- Ângulo ajustável com rotação

Alívio eficaz das dores

- Penetração profunda de infravermelhos

Tratamento de meio corpo

- Lâmpada de halogéneo por infravermelhos de 650 W

Destaques

Lâmpada de halogéneo por infravermelhos de 650 W



O Philips InfraCare HP 3643 foi otimizado para o alívio eficaz de dores em áreas com 60 x 40 cm, como as costas, ambos os ombros e pescoço ou coxa. O InfraCare possui uma tecnologia inovadora de lâmpadas de halogéneo por infravermelhos. A óptica especial, o filtro e a potente lâmpada de halogéneo de 650 Watts foram otimizados, permitindo um tratamento de meio corpo (60 x 40 cm) e calor muito mais confortável, uma vez que o calor dos infravermelhos é uniformemente dividido sobre a área a tratar.

Ângulo ajustável com rotação



O InfraCare HP 3643 é fácil de utilizar para tratamento de meio corpo e para diferentes situações (por exemplo, quando está deitado na cama ou no sofá) devido à sua flexibilidade. Junto ao controlo de ajuste de altura, o compartimento da lâmpada pode ser facilmente posicionado para tratar da melhor forma a parte do corpo correcta, bastando mover o compartimento da lâmpada na horizontal ou na vertical (esquerda/direita 90 graus) e inclinando-o para cima ou para baixo (45 graus).

Penetração profunda de infravermelhos



A luz infravermelha já demonstrou aliviar eficazmente o incómodo provocado por dores musculares e das articulações. O calor confortável criado pela luz infravermelha penetra em profundidade na pele, activando a circulação sanguínea e aquecendo os músculos. À medida que os músculos relaxam, ficam automaticamente mais soltos. Ao tornar os músculos mais flexíveis, o calor também ajuda a diminuir a rigidez e a tornar as articulações mais flexíveis.

Especificações

Fácil de usar

Interruptor ligar/desligar

Altura extensível: 45–80 cm

Peso e dimensões

Product dimensions: 29,0x63,5x29,0 (LxAxP) cm

Product weight: 5,5 kg

Especificações técnicas

Voltage: 230 V

Power: 650 W

Cord length: 300 m

Frequency: 50/60 Hz

Fácil de utilizar

2 pegas: para fácil transporte e posicionamento

Interface digital do utilizador: para reacções à duração e intensidade do calor

Compartimento da lâmpada de posicionamento fácil (esquerda/direita): 90

Compartimento da lâmpada de

posicionamento fácil (para cima/para baixo): 45

Peso e dimensões

Qtd. por Euro-paleta: 18 pcs

Dimensões da caixa F (= caixa A):

33,9x80,0x36,5 (LxAxP) cm

Peso da caixa F (= caixa A): 6,5 kg

Especificações técnicas

Isolamento: Classe II (isolamento duplo)

Vida útil das lâmpadas: 500 hour(s)

Segurança

Certificação CEI: Em conformidade com IEC 60601 e 60335

Tratamento de metade do corpo

Lâmpada de halogéneo por infravermelhos: 650 W

Área de tratamento: 60 x 40 cm

Dados logísticos

País de origem: Alemanha

Aparelho médico

Directiva de dispositivos médicos: 2007/47/CE, 93/42/CEE relativa a dispositivos médicos

Dados logísticos

Código CTV: 884364101000

Alívio eficaz da dor

Penetração profunda de calor

Controlo do tratamento

Temporizador digital: com desligar automático

Atenuador com 3 regulações de calor

Função de pausa

