

PHILIPS

Lampă cu raze
infraroșii InfraCare

650 W

Tratament jumătate de corp

Înălțime 63,5 cm

HP3641

 Product Picture

Eliminarea eficientă a durerii

Căldura razelor infraroșii penetrează adânc

Philips InfraCare asigură eliminarea eficientă a durerilor musculare sau articulare. Căldura infraroșie de 650 W este foarte confortabilă și penetrează adânc pielea, îmbunătățind circulația sanguină, prin urmare eliminând eficient durerea în zonele de jumătate de corp de 60x40 cm.

Ușor de utilizat

- Unghi reglabil cu rotire

Eliminarea eficientă a durerii

- Căldura razelor infraroșii penetrează adânc

Tratament jumătate de corp

- Lampă cu halogen cu raze infraroșii de 650 W

Repere

Lampă cu halogen cu raze infraroșii de 650 W



Philips InfraCare HP 3643 a fost optimizat pentru eliminarea eficientă a durerii în zone de 60 x 40 cm, cum ar fi tot spatele, ambii umerii și gâtul sau coapsele. InfraCare dispune de tehnologia inovativă a lămpilor cu infraroșu. Optica specială, filtrul și lampa de halogen puternică de 650 W au fost optimizate pentru a oferi un tratament pentru jumătate de corp (60 x 40 cm) și o căldură mult mai confortabilă, deoarece căldura razelor infraroșii este distribuită mai uniform.

Unghi reglabil cu rotire

InfraCare HP 3643 este ușor de utilizat la tratament pentru jumătate de corp și pentru diferite situații (de ex. în timp ce stați întins pe pat sau pe o canapea) datorită flexibilității sale maxime. Pe lângă reglarea în înălțime, carcasa lămpii poate fi poziționată ușor pentru a trata

în mod optim partea dreaptă a corpului, deplasând carcasa lămpii într-o poziție orizontală sau verticală (stânga/dreapta 90 de grade) și prin înclinarea ei în sus sau în jos (45 de grade).

Căldura razelor infraroșii penetrează adânc



S-a demonstrat că lumina infraroșie elimină eficient disconfortul cauzat de dureri musculare sau articulații anchilozate. Căldura confortabilă emisă de razele infraroșii penetrează adânc pielea, stimulând circulația sanguină și încălzind mușchii. Pe măsură ce mușchii sunt liniștiți, aceștia se relaxează. Deoarece face țesuturile mai pliabile, căldura reduce de asemenea redoarea și face articulațiile mai flexibile.

Specificații

Util. ușoară

2 mănere: pentru transport și poziționare facile

Comutator pornit/oprit

Interfață digitală pentru utilizator: pentru feedback referitor la timp și la intensitatea căldurii

Extensibil în înălțime: 45-80 cm

Carcasa lămpii poate fi poziționată ușor (stânga/dreapta): 90

Carcasa lămpii poate fi poziționată ușor (sus/jos): 45

Siguranță

Certificat IEC: Respectă IEC 60601 și 60335

Tratament pe jumătate de corp

Zonă tratament: 60 x 40 cm

Lampă cu halogen cu infraroșii: 650 W

Ameliorarea eficientă a durerii

Penetrare adâncă a căldurii

Controlul tratamentului

Temporizator digital: cu oprire automată

Variator cu 3 setări de căldură

Funcție de pauză

Specificații tehnice

Lungime cablu: 300 m

Tensiune: 230 V

Alimentare: 650 W

Izolație: Class II (izolație dublă)

Frecvență: 50/60 Hz

Durata de viață a lămpilor: 500 ore

Greutate și dimensiuni

Greutate produs: 5,5 kg

Dimensiuni produs: 29,0x63,5x29,0 (lxxA) cm

Cantitate pe europalet: 18 buc.

Dimensiuni bax F (=bax A): 33,9x80,0x36,5 (lxxA) cm

Greutate bax F (=bax A): 6,5 kg

Date logistice

Cod CTV: 884364101000

Țara de origine: Germania

Echipament medical

Directiva pentru dispozitivele medicale:

2007/47/CE, DDM 93/42/CEE

