

PHILIPS

Набор детских
цифровых термометров

SCH530/86

 Product Picture

Простое и надежное измерение температуры

Цифровой термометр с соской для быстрого и точного измерения.

Быстрый и надежный способ измерения температуры

- Цифровой термометр для тела для простого и точного измерения
- Быстрое и надежное измерение температуры за считанные секунды

Удобно для вас и вашего малыша

- Нагубник с отверстиями для предотвращения раздражения кожи
- В комплект входит соска-пустышка для новорожденного
- Предназначена специально для новорожденных

Безопасен для детей

- Соску можно стерилизовать и кипятить
- Позволяет кипятить или стерилизовать, не боясь повредить электронные устройства

Основные особенности

Цифровой термометр для тела

Быстрый, надежный и точный цифровой термометр для измерения температуры ребенка.

Измерение за секунды

Молоко и детское питание не будут ни слишком холодными, ни слишком горячими -- цифровой термометр скажет, идеальна ли температура пищи, и можно ли кормить ребенка. Больше не нужно гадать, хорошо ли подогреты бутылочки или рожки. Термометр великолепно подходит, чтобы определить, не остыла ли еда, и можно ли возобновить кормление.

Нагубник соски с углублениями

Отверстия обеспечивают циркуляцию воздуха за соской, что предотвращает раздражение чувствительной кожи вашего малыша

Силиконовая соска

Силиконовая соска особой формы идеально подходит для вашего малыша и не препятствует естественному развитию неба. Вы можете быть уверены в том, что ребенку она понравится.

В комплект входит соска-пустышка

Регулярно давайте пустышку ребенку, чтобы он к ней привык.

Отсоединение от электронного устройства

Отсоединение соски от электронного устройства, чувствительного к температуре, позволяет безопасно стерилизовать или кипятить ту часть соски, с которой соприкасается ваш малыш.

Стерилизация соски

Благодаря особому материалу соски можно безопасно стерилизовать ее в микроволновой печи или электрическом стерилизаторе, или прокипятить ее без боязни повреждений.

Характеристики

Питание

Время работы от батарей: 200 hour(s)

Тип элемента питания: LR41

Количество батарей: 2

Съемный/ сменный

Технические характеристики

Диапазон температур для работы: 32-44 °C

Аксессуары

Руководство пользователя

Элемент питания

Технические характеристики

Погрешность: 36,5-39,0 C: +/-0,1 C °C

Время измерения: 10 sec

Комфорт

Автоматическое отключение

Индикатор готовности

Удобство

Гибкий кончик

Для новорожденных

