

PHILIPS

AVENT

Laktator
elektroniczny

SCF292/01

 Product Picture

Zaprojektowany dla wygody

Inspirowany naturą

Nasz wyjątkowy laktator został wyposażony w pamięć elektroniczną, w której zapisywany jest indywidualny rytm odciągania pokarmu.

Zalety i właściwości:

- Zapamiętuje i powtarza rytm odciągania

Pomaga dłużej karmić piersią

- Więcej pokarmu, naturalnie

Pobudza laktację i efektywnie odciąga pokarm

- Miękkie nakładki masujące umożliwiają naturalne uwalnianie pokarmu podobnie, jak ssanie dziecka

3 sposoby używania

- Zasilanie sieciowe, baterie, bez zasilania - ręcznie

Zalety

Miękkie nakładki masujące



Opatentowane nakładki masujące laktatora Philips Avent wyginają się do wewnątrz i na zewnątrz, symulując ssanie dziecka i stymulując szybkie, naturalne wydzielanie pokarmu.

Zasilanie sieciowe, baterie, bez zasilania – ręcznie

Oprócz zasilania z sieci, ten pojedynczy laktator elektroniczny można zasilać bateriami oraz obsługiwać ręcznie – zapewnia to wszechstronną elastyczność użytkowania.

Zapamiętuje i powtarza rytm odciągania

Pamięć rejestruje rytm, a po naciśnięciu przycisku kontynuuje w tym samym tempie.

Więcej pokarmu, naturalnie



Odciąganie pokarmu z piersi pozwala stworzyć zapas naturalnego mleka nawet pod nieobecność matki

Moc

Napięcie: 100–240 V

Kraj pochodzenia

Wielka Brytania

Elementy w zestawie

Bottle stand/funnel cover: 2 szt.

Pojemnik na pokarm (125 ml): 1 szt.

Electronic Breast Pump: 1

Battery pack: 1 szt.

Wyjątkowo miękki smoczek dla noworodków: 1 szt.

Spare parts: 1 szt.

Przewód sieciowy: 1

Manual pump parts for when power is not available: 1

Pojemnik na pokarm (260 ml): 1 szt.

Etapy rozwoju

Etap: 0–6 miesięcy

