

PHILIPS

AVENT

Pompă electronică
dublă pentru sân

SCF304/60



Concepută pentru confort

Inspirată din natură

Pompa noastră unică fără BPA este concepută cu o memorie electronică care îți oferă controlul prin învățarea și continuarea pompatului în stilul tău personal.

Avantaje și caracteristici:

- Învăță și continuă ritmul de pompare
- Ultra-comodă și eficientă
- Vitează, absorbție și ritm infinit variabile – fără presetări
- Silențioasă, fără efort și portabilă
- Pompează mai mult lapte mai rapid

Stimulează și exprimă

- Vacuumul delicat simulează suptul, pt. un debit constant
- Pernițele moi de masaj stimulează detensionarea naturală, la fel ca un bebeluș.

Repere

Învață și continuă ritmul de pompare

Memoria electronică învață la atingerea unui buton, continuă ritmul tău de pompare.

Vacuum delicat de aspirație

Vacuumul delicat simulează suptul de către bebeluș, asigurând un debit de lapte constant, care cere mai puțină pompare.

Control infinit variabil

Bucură-te de control complet asupra vitezei, aspirației și modelului – poți chiar seta pompa să corespundă propriei acțiuni de supt a bebelușului tău.

Perniță patentată pt. detensionare



Cinci petale moi de masaj flexează delicat înspre interior și exterior, lucrând în tandem cu vacuumul. Acest lucru este proiectat pentru a ajuta la stimularea unui flux de lapte rapid, natural.

Pompează mai mult lapte mai rapid

S-a demonstrat că pomparea dublă îmbunătățește lactația. Pompa electronică dublă pentru sân este singura pompă pentru sân concepută pentru a menține același nivel de aspirație și control pentru ambele pompe, ceea ce contribuie la asigurarea unei utilizări eficiente.

Silențioasă, fără efort și portabilă

Silențioasă, fără efort și portabilă

Pernițe moi pentru masaj



Pernițele de masaj brevetate Philips Avent se flexează în interior și în exterior, imitând acțiunea de supt a bebelușului și sunt destinate să contribuie la stimularea unei detensionări rapide și naturale.

Specificații

Putere

Tensiune: 100 - 240 V

Țara de origine

Anglia

Ce este inclus

Suport biberon/capac pălnie: 4 buc.

Tetină extra-moale pentru nou-născut: 2 buc.

Disc de sigilare pentru depozitarea laptelui: 2 buc.

Ambalaj menținere la rece: 2 buc.

Pompă electronică dublă pentru sân: 1 buc.

Componente pompă manuală pentru cazurile când nu este disponibilă sursa de energie electrică: 1 bucată

Recipient pentru lapte matern (260 ml/ 9 oz): 2 buc.

Geantă de călătorie din microfibre: 1 buc.

Suport Thinsulate™: 2 buc.

Etape de dezvoltare

Fază: 0 - 6 luni

