

# PHILIPS

 Product Picture

## AVENT

Kézi mellszívó  
készülék

125 ml-es üveggel

SCF300/20

## Több tej, gyorsabban.

### A természet által megihletett mellszívó

Az egyedülálló Philips Avent SCF300/20 BPA-mentes manuális mellszívó rendkívül hatékony. Klinikai tesztek bizonyítják, hogy segítségével több tej nyerhető, mint a kórházi dupla elektromos mellszívókkal\*.

#### **Előnyök és funkciók:**

- Klinikailag bizonyított

#### **Klinikailag bizonyított hatékonyság**

- Szabadalmaztatott masszázspárna

#### **Stimulálva feji le az anyatejet**

- A gyengéd vákuum a baba szopási mechanizmusát utánozva biztosítja a tej kiürülését.
- A masszázspárna a baba szopási mechanizmusát utánozva stimulálja a tej kiürülését

#### **Sokoldalú és hordozható**

- Könnyen összeállítható és használható

# Fénypontok

## Szabadalmaztatott masszázspárna



A Philips Avent öt puha szírom rész lágy összehúzódásával masszíroz fejés közben, és a kialakuló vákuum együttes hatása a szopótatás természetes mechanizmusát utánozza.

## Gyengéd vákuumos szívóhatás

A gyengéd vákuumos szívóhatás a baba szopási mechanizmusát utánozva, kevesebb pumpálással biztosítja a hatékony tejáramlást.

## Puha masszázspárnák



A Philips Avent mellszívó szabadalmaztatott masszázspárnájának rugalmas összehúzódása a baba szopási mechanizmusát utánozza, és a gyors, természetes tejkürülést kívánja elősegíteni.

## Könnyen összeállítható és használható



Csendes és hordozható.

## Klinikailag bizonyított

Klinikai tesztek bizonyítják, hogy segítségével több tej fejhető, mint a legtöbb kórházi dupla elektromos mellszívóval\*.

# Műszaki adatok

## Származási hely

Anglia

## Fejlődési szakaszok

Fázis: 0–6 hó

## Anyag

BPA-mentes\*

## A következőt tartalmazza:

Extra soft newborn flow nipple: 1 pcs

Anyatejtároló (125 ml): 1 pcs

Bottle stand/funnel cover: 1 pcs

Tejzáró: 1 pcs

Newborn nipple travel pack: 1 pcs

Kézi mellszívó készülék: 1 pcs

