

PHILIPS

AVENT

Kit de Extracção
Dupla

SCF308/02



Inspirado na natureza

Extraia mais. Armazene facilmente.

Peças pessoais da bomba para utilizar com a bomba tira leite elétrica dupla da Philips Avent.

Caraterísticas e benefícios:

- Ultra confortável e eficaz
- Peças pessoais da bomba para utilizar com a bomba tira leite elétrica dupla

Estimula e extrai

- As almofadas massajadoras suaves proporcionam uma saída natural do leite
- O vácuo suave reproduz o mamar do bebê para uma saída constante do leite

Destques

Vácuo suave

O vácuo suave reproduz o mamar do bebé para uma saída constante do leite que requer menor extracção.

Almofada massajadora patenteada



Assim que bombeia as cinco pétalas massajadoras contraem-se e descontraem-se suavemente, funcionando alternadamente com o vácuo. Desta forma consegue uma saída rápida e natural do leite.

Peças/ acessórios pessoais da bomba

Os funis deste kit de extracção duplo são compatíveis apenas com a bomba tira leite eléctrica dupla, devido às diferentes válvulas e a um diafragma fechado. O kit de extracção duplo não é compatível com a bomba tira leite manual ou eléctrica individual

Almofadas massajadoras suaves



As almofadas massajadoras patenteadas da bomba tira leite da Philips Avent contraem e descontraem, reproduzindo a sucção do bebé com o objectivo de estimular uma saída rápida e natural do leite.

Especificações

País de origem

Inglaterra

Inclui

Tampa do copo de armazenamento de leite:

5 unid.

Copo de armazenamento (240 ml): 5 unid.

Peças pessoais de bombear: 2 unid.

Fases de desenvolvimento

Fase: 0 - 6 meses

