



Philips  
InfraPhil infrasarkanā staru  
lampa

150 W



HP3616

## Samazina muskuļu sāpes

Dziļš, fokusēts infrasarkanās gaismas siltums

Philips InfraPhil samazina muskuļu un locītavu sāpes. Tā 150 W infrasarkanās lampas staru siltums dziļi iekļūst ādā, uzlabojot asinsriti un mazinot sāpes tā lietošanas vietā 20 x 30 cm zonā. Speciālie gredzeni palīdz koncentrēties uz noteiktām vietām.

**PHILIPS**

# Specifikācijas

## Svars un izmēri

- Product dimensions: 22,0 x 13,0 x 18,5 (A x P x G) cm
- Product weight: 1 kg

## Vienkārša lietošana

- Regulācijas iespējas: 0 līdz 40 grādi (atpakaļ)
- Ieslēgt/izslēgt slēdzis

## Tehniskā specifikācija

- Cord length: 180 m
- Voltage: 220/230 vai 240/250 V V
- Power: 150 W
- Frequency: 50 Hz

## Svars un izmēri

- A kastes izmēri: 24,0 x 28,8 x 62,4 (A x P x G) cm
- F kastes svars: 1 kg
- Nr. F-kastu A-kastē: 6 pcs
- A kastes svars: 6,4 kg
- Daudz. uz Euro plātnes: 192 pcs
- F kastes izmēri: 22,5 x 14,0 x 20,4 (A x P x G) cm

## Tehniskā specifikācija

- Izolācija: II klase (dubulta izolācija)
- Lampu veids: PAR 38E, 150 W + prizmas veida gredzeni fokusa uzlabošanai
- Spuldzes kalpošanas laiks: 750 desmit minūšu sesijas

## Drošība

- IEC sertificēts: Atbilst IEC 60335

## Loģistikas dati

- Izcelsmes valsts: Vācija

## Loģistikas dati

- CTV kods: 884361601000

## Medicīniska ierīce

- Medicīnisko ierīču direktīva: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

## Vienkārša uzglabāšana

- Vada glabātuvē



Izlaides datums  
2021-05-21

Versija: 5.2.1

© 2021 Koninklijke Philips N.V.  
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

[www.philips.com](http://www.philips.com)