

# PHILIPS

 Product Picture

## AVENT

Manuālais krūts  
piena pumpis

ar VIA uzglabāšanas sistēmu

SCF300/12

## Noslauciet vairāk un daudz vienkāršāk.

Noslauciet, uzglabājiet un barojiet, veicot dažas vienkāršas darbības

Unikālais Philips Avent manuālais piena pumpis SCF300/12 garantē pilnīgu kontroli pār noslauk. līmeni un ritmu. Tas nodrošina uzlabotu efektivitāti, un ir klīniski pierādīts, ka tas noslauc vairāk piena nekā slimnīcas elektriskais pumpis.

### **leguvumi un funkcijas:**

- Saudzīgi stimulē strauju piena plūsmu

### **Klīniski pierādīta efektivitāte**

- Patentēts ziedlapveida masāžas spilventiņš

### **Der visiem Philips Avent krūts piena pumpjiem un knupjiem**

- Adapteris piena noslaukšanai un barošanai

### **Drošai uzglabāšanai un transportēšanai**

- Hermētisks, uzskrūvējams vāciņš

## Izceltie produkti

### Saudzīgi stimulē strauju piena plūsmu

Noslaukšanas laikā patentētais Philips Avent atslābināšanas masāžas spilventiņš izstiepjas un saraujas, maigi masējot zonu apkārt krūtsgalam, lai palīdzētu stimulēt dabīgu piena plūsmu.

### Patentēts ziedlapveida masāžas spilventiņš



Philips Avent krūts piena pumpja pieci ziedlapveida masāžas elementi maigi saspiež un atlaiž krūti un darbojas izmantojot vakuumu, lai tādējādi imitētu zīdaiņa zīšanu.

### Hermētisks, uzskrūvējams vāciņš

Drošai uzglabāšanai un transportēšanai

### Adapteris piena noslaukšanai un barošanai

Izmantojiet adapteri, lai noslauktu un barotu no tās pašas krūzītes.

### Izcelsmes valsts

England

### Attīstības posmi

Posms: 0–6 mēneši

### Materiāls

Nesatur BPA\*

### Kas ir iekļauts

Manuālais krūts piena pumpis: 1 pcs

### Iekļautie elementi

Piena uzglabāšanas krūzītes vāciņš: 5 pcs

Piena uzglabāšanas krūzītes adapteris: 2 pcs

Newborn nipple travel pack: 2 pcs

Īpaši mīksts jaundzimušo knupītis: 2 pcs

Spare parts: 1 pcs

Iepriekš sterilizēta VIA krūzīte (180 ml/6 unces): 5 pcs

