



Philips
„InfraCare“ infraraudonųjų
spindulių lempa

200 W
Sukoncentruotas plotas



HP3621

Efektyviai pašalina skausmą

Giliai įsiskverbianti infraraudonųjų spindulių šiluma

Giliai įsiskverbianti šiluma iš infraraudonųjų spindulių lempos

Efektyviai pašalina skausmą

- Giliai įsiskverbianti infraraudonųjų spindulių šiluma

PHILIPS

Specifikacijos

Svoris ir matmenys

- Product dimensions: 20 x 30,9 x 17,2 (plotis x aukštis x gylis) cm
- Product weight: 1,2 kg

Paprasta naudoti

- Reguliavimas: 0 – 40 laipsnių (atgal)
- Įjungimo / išjungimo jungiklis
- Minkšta rankena: patogiai nešti ir nustatyti

Techniniai duomenys

- Voltage: 110 arba 220–230 V
- Cord length: 200 m
- Power: 200 W
- Frequency: 50/60 Hz

Svoris ir matmenys

- A dėžutės matmenys: 29 x 40,4 x 74,5 (plotis x aukštis x gylis) cm
- F dėžutės svoris: 1,6 kg
- „Euro“ padėklų skaičius: 60 pcs
- A dėžutės svoris: 4,8 kg
- F dėžučių skaičius A dėžutėje: 3 pcs
- F dėžutės matmenys: 28 x 38,6 x 24,5 (plotis x aukštis x gylis) cm

Kryptingas gydymas

- Gydomos vietos plotas: 20x30 cm
- Infraraudonųjų spindulių halogeninė lempa: 200 W

Techniniai duomenys

- Izoliacija: II klasė (dviguba izoliacija)
- Lempų eksploatavimo laikas: 500 hr

Logistiniai duomenys

- Kilmės šalis: Vokietija

Saugumas

- Sertifikuotas IEC: Atitinka IEC 60601 ir 60335

Logistiniai duomenys

- CTV kodas: 884362101000

Medicininis prietaisas

- Medicinos įrenginių direktyva: 2007/47/EK, MDD 93/42/EEB

Efektyviai pašalina skausmą

- Giliai įsiskverbianti šiluma

Ypatybės

Giliai įsiskverbianti infraraudonųjų spindulių šiluma



Įrodyta, kad infraraudonieji spinduliai efektyviai pašalina raumenų ir sustingusių sąnarių skausmus. Infraraudonųjų spindulių maloni šiluma lengvai įsiskverbia giliai į jūsų odą, pagerindama kraujo apytaką ir sušildydama raumenis. Kai raumenys nuraminami, jie iš karto suminkštėja ir atsipalaiduoja. Nes tada audinys tampa lankstesnis, o šiluma sumažina įtempimą ir sąnariai yra labiau atpalaiduojami.

