

# PHILIPS

## AVENT

Komplet digitalnega  
otroškega termometra

SCH540/02



## Nežno in natančno

Združuje digitalni termometer in termometer z dudo.

Omogoča vam enostavno merjenje temperature otroka, pri čemer otroka ne vznemirite. Termometer z dudo uporablja isto zaščito in cucelj kot duda Avent Freeflow, kar omogoča enostaven prehod z dude na merjenje temperature.

### **Priročno za vas in vašega otroka**

- Vključuje cucelj Avent Freeflow

### **Hiter in zanesljiv digitalni prikaz temperature**

- Jasen prikaz rezultata merjenja in stanja baterije
- Indikator iztrošenosti baterije

### **Udobje za vašega otroka**

- Digitalni termometer z mehko konico
- Možnost prilagoditve načina merjenja dojenčku
- Posebej zasnovan termometer s cuceljem

## Značilnosti

### Različni načini merjenja

Termometer Philips Avent natančno in enostavno izmeri telesno temperaturo dojenčka oralno, aksilarno ali rektalno.

### Digitalni termometer z mehko konico

Digitalni termometer z mehko konico

### Posebej zasnovan termometer s cucljem

Omogoča preprost prehod od dude do merjenja temperature.

### Jasen prikaz rezultata merjenja

Jasen prikaz rezultata merjenja in stanja baterije



### Indikator iztrošenosti baterije



Indikator iztrošenosti baterije

### Cucelj Avent Freeflow

Naj se dojenček navadi na obliko.

## Specifikacije

### Stopnje razvoja

Stopnja: 0–6 mesecev, 6–12 mesecev

### Država porekla

Izdelano na Kitajskem: Termometri, Da

### Napajanje

Čas delovanja z baterijo: > 100 hour(s)

Vrsta baterije: LR41

Število baterij: 1 na termometer

### Tehnične specifikacije

Operating temperature range: 32–42,9 °C

### Dodatna oprema

Uporabniški priročnik

### Tehnične specifikacije

Natančnost: 35–42 +/- 0,1 °C

Čas merjenja: 10 s ± 3 s v vodi (kopel), 25 s ± 10 s oralno in rektalno, 60 s ± 10 s pod pazduho

### Priročnost

Samodejni izklop

### Država porekla

Izdelano v Angliji: Dude, Da

### Priročnost

Prilagodljiva konica

Primerno za novorojenčke

Jasen prikaz meritev

Indikator stanja baterije

