




Philips  
Инфракрасная лампа  
InfraPhil

150 Вт



HP3616

## Снятие болей в мышцах

Глубокое направленное инфракрасное прогревание

Глубокое направленное прогревание с помощью инфракрасной лампы

### Легко использовать

- Переключатель включение/выключение
- Регулируемый наклон

### Для облегчения мышечных болей

- Глубоко проникающее инфракрасное излучение

### Удобство хранения

- Отделение для хранения шнура

**PHILIPS**

## Характеристики

### Легко использовать

- Возможность регулировки: угол наклона 0 - 40 градусов (назад)
- Переключатель включения/выключение

### Технические характеристики

- срок службы лампы: 750 сеансов по 10 минут

### Безопасность

- Сертификация IEC: Соответствует требованиям IEC 60335

### Удобное хранение

- Отделение для хранения шнура

### Технические характеристики

- Длина шнура: 180 м
- Напряжение: 220/230 В или 240/250 В V
- Питание: 150 W
- Термоизоляция: Class II (двойная изоляция)

- Частота: 50 Hz
- Тип ламп: PAR 38E, 150 Вт + призматические кольца для более точной фокусировки

### Вес и габариты

- Вес продукта: 1 kg
- Размеры A-Box: 24,0 x 28,8 x 62,4 (ВxШxГ) см
- Габариты изделия: 22,0 x 13,0 x 18,5 (ВxШxГ) см
- Вес F-Box: 1 kg
- Кол-во в европаллете: 192 шт.
- Вес A-Box: 6,4 kg
- Количество F-Box в A-Box: 6 шт.
- Размеры F-Box: 22,5 x 14,0 x 20,4 (ВxШxГ) см

### Логистические данные

- Код CTV: 884361601000
- Страна изготовления: Германия

### Медицинское оборудование

- Директива по медицинскому оборудованию: 2007/47/EC, MDD 93/42/EEC

## Основные

### Глубоко проникающее инфракрасное излучение



Доказано, что инфракрасное излучение эффективно облегчает неприятные ощущения при мышечных болях и неэластичных суставах. Комфортное тепло инфракрасного излучения глубоко проникает в кожу, улучшая кровообращение и согревая мышцы. После того, как мышцы успокоятся, пропадает напряжение, и они расслабляются. Тепло также делает ткани более податливыми, позволяя снять неподвижность суставов и вернуть им гибкость.

### Регулируемый наклон

Инфракрасную лампу можно легко наклонить назад на 40 градусов.

### Переключатель включения/выключения

Удобный переключатель вкл./выкл. на задней панели инфракрасной лампы: нет необходимости отключать прибор от электросети после каждого сеанса.

### Отделение для хранения шнура



Инфракрасная лампа оснащена держателем для хранения шнура, расположенным на задней панели. Просто оберните шнур вокруг держателя.

