

PHILIPS

 Product Picture

AVENT

Электронный
МОЛОКООТСОС

Набор "Деловая мама"

SCF292/13

Для вашего максимального удобства

Вдохновение от природы

Уникальный молокоотсос не содержит бисфенол-А и обладает электронной памятью, что позволяет ему подстраиваться под вас, запоминать индивидуальный ритм сцеживания и продолжать работу в заданном ритме.

Функции и особенности:

- Запоминает и воспроизводит ваш ритм
- Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем

Для долгого кормления грудью

- Больше молока естественным путем

Мягко стимулирует быстрое выделение молока

- Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока
- Мягкая массажная насадка имитирует ритм сосания груди ребенком

Три способа работы

- Работа от сети, аккумулятора и в ручном режиме

Особенности

Термосумка с охлаждающими пакетиками с гелем



Содержит все необходимое для поддержания лактации, сбора и хранения грудного молока, когда вы находитесь вдали от ребенка.

Мягкие массажные лепестки



Запатентованные массажные лепестки молокоотсоса Philips Avent сжимаются и разжимаются в ритме сцеживания, имитируя сосание груди ребенком и стимулируя выделение молока.

Бережное сцеживание

Деликатный вакуум имитирует сосание малыша для лучшего потока молока, что позволяет сцеживать с меньшими усилиями

Запоминает и воспроизводит ваш ритм

Вы сами задаете ритм сцеживания, электронная память запоминает его и воспроизводит - вам достаточно лишь нажать кнопку.

Сеть, аккумулятор, ручной режим

Для полного удобства электронный молокоотсос работает не только от сети, но и от аккумулятора, а также в ручном режиме сцеживания.

Больше молока естественным путем



Содержит все необходимое для сбора и хранения грудного молока вдали от ребенка.

Характеристики

Мощность

Напряжение: 100—240 В

Страна изготовления

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии

В комплект входят:

Отделение для бутылочки/крышки воронки: 2 шт.

Блок аккумуляторов: 1 шт.

Контейнер для хранения грудного молока (125 мл): 2 шт.

Дорожный контейнер для сосок для новорожденных: 1 шт.

Охлаждающие пакетики: 2 шт.

Запасные детали: 1 шт.

Детали для ручного сцеживания при отсутствии электроэнергии: 1

Контейнер для хранения грудного молока (260 мл): 1 шт.

Дорожная сумка из микроволокна: 1 шт.

Шнур питания: 1 шт.

Этапы взросления

Этап: 0–6 месяцев

