




Philips
Lámpara de infrarrojos
InfraCare

200 W
Área de tratamiento local



HP3621

Alivio eficaz del dolor

Calor por infrarrojos que penetra en profundidad

Calor que penetra en profundidad con lámpara de infrarrojos

Alivio eficaz del dolor

- Calor por infrarrojos que penetra en profundidad

PHILIPS

Especificaciones

Tratamiento local

- Zona de tratamiento: 20 x 30 cm
- Lámpara halógena de infrarrojos: 200 W

Alivio eficaz del dolor

- Calor que penetra en profundidad

Especificaciones técnicas

- Tensión: 110 o 220-230 V
- Longitud del cable: 200 m
- Potencia: 200 W
- Frecuencia: 50/60 Hz
- Aislamiento: Clase II (doble aislamiento)
- Vida útil de las lámparas: 500 hora(s)

Peso y dimensiones

- Peso del producto: 1,2 kg
- Dimensiones de unidad de embalaje: 29 x 40,4 x 74,5 (anch. x alt. x prof.) cm
- Dimensiones del producto: 20 x 30,9 x 17,2 (anch. x alt. x prof.) cm
- Peso de caja unitaria: 1,6 kg
- Peso de unidad de embalaje: 4,8 kg

- Número de cajas unitarias por unidad de embalaje: 3 uds
- Cantidad en palé europeo: 60 uds
- Dimensiones de caja unitaria: 28 x 38,6 x 24,5 (anch. x alt. x prof.) cm

Datos logísticos

- País de origen: Alemania
- Código CTV: 884362101000

Seguridad

- Certificado IEC: Cumple las normativas IEC 60601 y 60335

Facilidad de uso

- Regulación: 0-40 grados (retroceso)
- Interruptor de encendido/apagado
- Asa de tacto suave: para facilitar su transporte y colocación

Aparato médico

- Directiva sobre Dispositivos Médicos: 2007/47/EC, MDD 93/42/CEE

Destacados

Calor por infrarrojos que penetra en profundidad



La luz infrarroja ha demostrado su eficacia para aliviar dolores musculares y de las articulaciones. El agradable calor creado por la luz infrarroja penetra profundamente en la piel, estimulando la circulación sanguínea y calentando los músculos, que se relajan automáticamente a medida que se calman. Debido a que flexibiliza el tejido, el calor también reduce la rigidez y hace que las articulaciones sean más flexibles.



Fecha de emisión
2023-05-20

Versión: 8.1.1

EAN: 87 10103 24580 3

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com